



Dolomite | **Alpha**

För brukare som behöver
extra stöd

Trusted Solutions,
Passionate People



Dolomite Alpha är en familj av lösningar för gångträning, vid artrit, ortopediska behov, efter operation och.....

Alpha erbjuder inte bara ett utmärkt stöd utan är rollatorn du ska prova när ingen annan håller måttet gällande korrekt armpositionering och funktionella handtag.

Justerbara handtag

Dolomite Alpha Basic har alla nödvändiga höjd-, bredd- och djupledsjusteringar som behövs för att kunna ge extra stödkrävande brukare en bra gångställning. Den har dessutom skålade armstöd som ger ett behagligt stöd för underarmarna.

Egenskaper och tillbehör



Gåbordsenhet inkl fäst detaljer

Konverterar **Alpha** till ett gåbord.



Adapt-handtag med enhandsbroms

För brukarens aktiva sida.



Enhandsbroms

Gör det möjligt att aktivera bromsarna med en hand.

Redo för avancerad anpassning


Dolomite Alpha Advanced har unika justeringsmöjligheter i alla riktningar tack vare en kullskonstruktion. Därmed kan Advanced-modellen leva upp till mycket högt ställda krav på handtagsinställningar för smärtpatienter. Såväl handtagsvinkeln som bromsens funktionsriktning och bromshandtagets höjd, kan ställas in valfritt.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Width between outside wheels	Depth	Width between wheels	Overall height	Seat height	Width between handles	Wheel diameter	Load capacity
Basic	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1220 mm	620 mm	430 mm	200 mm	11,3 kg
Advanced	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1220 mm	620 mm	430 mm	200 mm	12,2 kg
Basic Gåbord	650 mm	700 mm	510 mm	990 - 1260 mm	620 mm	390 mm	200 mm	12,8 kg
Advanced Gåbord	650 mm	700 mm	510 mm	990 - 1260 mm	620 mm	390 mm	200 mm	13,7 kg

Max. user weight



Dolomite Alpha 125 kg

Färg

RAL 5022



Art. nr.

Basic 12230-35-21
Advanced 12220-35-21
Basic Gåbord 12230-02-35-21
Advanced Gåbord 12220-02-35-21

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®