



REHASENSE

more than mobility

Athlon<sup>SL</sup>



### Rehasense® Athlon<sup>SL</sup> - kevyt, eleganti ja tyylikäs hiilikuitukävelyteline

Athlon<sup>SL</sup> on hiilikuiturunkoinen, äärimmäisen kevyt (vain 5 kg) kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen.

Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt, liikutella ja nostella. Kokoontaitomekanismin kiinni pysyminen varmistettu kätevällä painonapilla.

Mukana tulee myös irrotettava kangasetukori. Väri vaihtoehdot musta, punainen, valkoinen tai tummanharmaa. **Max. 150 kg.** Saatavana myös Athlon HD max. 200 kg. Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## Ominaisuudet



**Korkeussäädettävät kahvat**  
63-102 cm lukittavat käsijarrut



**3 eri istuinkorkeutta**

Istuinkorkeudet 50, 55 tai 62 cm



**Puhkeamattomat renkaat**  
Kovat TPE-renkaat vakiona.



**Pehmeät PU-renkaat**  
Saatavana tilauksesta.



**Hiilikuiturunko**

kevyt ja tyylikäs kolmioprofiilinen hiilikuiturunko  
max. käyttäjäpaino 150 kg



**Kokoontaitettava**

Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Kuljetuskoko 68 x 72/74/79 x 22,5 cm



**Irrotettava ostoskassi**

Käytännöllinen ostoskassi  
Kuormitus max. 5 kg  
Mitat: 32 x 15 x 28 cm



**Paino vain 5 kg!**

Helppo nostaa esteen yli vaikka ergonomisista etukassin kahvoista.

## Tekniset tiedot

\* kokoonlaitettuna  
\* paino ilman etukassia



Kokonaisleveys ▼  
61 cm / 22,5 cm \*



Pituus ▼  
68 cm



Kokonaiskorkeus ▼  
S 63-79 cm / M 66-86 cm /  
L 74-102 cm



Istuinkorkeus ▼  
S 50 cm / M 55 cm / L 62 cm



Istuinleveys ▼  
46 cm



Renkaiden halkaisija ▼  
200 x 35 mm



Max.käyttäjätaino ▼  
150 kg



Tuotteen paino\* ▼  
S 6,7 kg / M 6,8 kg / L 7 kg  
(+ etukassi 340-370 g)

## Väri vaihtoehdot



Valmistaja:  
Rehasense Sp.z o.o.  
Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland  
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
Camp Mobility © 2020  
Rajoitettu 2 v. takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

**CAMP**  
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu  
+358(0)9 350 76 310  
info@campmobility.fi  
Varaosapalvelu  
+358(0)9 350 76 312  
varaosat@campmobility.fi