



Rehasense® Athlon SL - kevyt, elegantti ja tyylikäs hiilikuitukävelyteline

Athlon SL on hiilikuiturunkoinen, äärimmäisen kevyt (vain 5 kg) kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen. Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt, liikutella ja nostella. Kokoontaitomekanismin kiinni pysyminen varmistettu kätevällä painonapilla.

Mukana tulee myösirrotettava kangasetukori. Väri vaihtoehtoja: musta, punainen, valkoinen tai tummanharmaa. **Max. 150 kg.** Saatavana myös Athlon HD max. 200 kg. Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

Ominaisuudet



Korkeussäädettävät kahvat
63-102 cm lukittavat käsijarrut



3 eri istuinkorkeutta
Istuinkorkeudet 50,55 tai 62 cm



Puhkeamattomat renkaat
Kovat TPE-renkaat vakiona.



Pehmeät PU-renkaat
Saatavana tilauksesta.



Hiilikuiturunko
kevyt ja tyylikäs kolmioprofiilinen hiilikuiturunko
max. käyttäjäpaino 150 kg



Kokoontaitettava
Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Kuljetuskoko
68 x 72/74/79 x 22,5 cm



Irrotettava ostoskassi
Käytännöllinen ostoskassi
Kuormitus max. 5 kg
Mitat: 32 x 15 x 28 cm



Paino vain 5 kg!
Helppo nostaa esteen yli vaikka ergonomisista etukassin kahvoista.

Tekniset tiedot

* kokoonlaitettuna
* paino ilman etukassia



Kokonaisleveys ▼
61 cm / 22,5 cm *



Pituus ▼
68 cm



Kokonaiskorkeus ▼
S 63-79 cm / M 66-86cm /
L 74-102 cm



Istuinkorkeus ▼
S 50 cm / M 55cm / L 62 cm



Istuinleveys ▼
46cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
S 5 kg / M 5,1 kg / L 5,2 kg
(+ etukassi 340 - 370 g)

Väri vaihtoehdot



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2025

Rajoitettu 2 v. takuu valmistusvirheille.

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi