



REHASENSE

more than mobility

Explorer



Rehasense® Explorer - isopyöräinen kävelyteline jopa 200 kg painoiselle

Explorer on tukeva, isopyöräinen, kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön vähän painavammallekin henkilölle. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen.

Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt liikutella, paino noin 9 kg. Kaksi eri istuin korkeutta M 55 cm ja L 62 cm. Istuinleveys 53 cm. Kokoontaitomekanismin kiinnipysyminen varmistettu kätevällä painonapilla, tukevuus extra tukiputkilla.

Saatavana joko kovilla TPE-renkailla tai pehmeillä PU-renkailla.

Mukana myös irrotettava kangasetukori. Väri musta (tilauksesta valkoinen ja ruskea) **Max. 200 kg.**

Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet



Korkeussäädettävät kahvat
Korkeudensäätö 78-112 cm. Pehmeätoimiset lukittavat käsijarrut.



2 eri istuinkorkeutta
Istuinkorkeudet 55 tai 60 cm



Puhkeamattomat isot renkaat
Kovat, 285/235 x 44 mm
TPE-renkaat vakiona.



Kokoontaitettava
Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Kuljetuskoko 77 x 84/91 x 25 cm



Irrottettava ostoskassi
Kuormitus max. 5 kg
Mitat: 33 x 17 x 20 cm



Pehmeät PU-renkaat optiona
Saatavana myös pehmeillä polyuretaanirenkailla. Eturenkaat Ø 285 mm Takarenkaat Ø 235 mm Leveys 44 mm

Tekniset tiedot

* kokoontaitettuna
* paino ilman etukassia



Kokonaisleveys ▼
69 cm / 25 cm *



Pituus ▼
77 cm



Kokonaiskorkeus ▼
M 78-90 cm / L 91-112 cm



Istuinkorkeus ▼
M 55 cm / L 62 cm



Istuinleveys ▼
53 cm



Renkaiden halkaisija ▼
Etu: 285 x 44 mm
Taka: 235 x 44 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
200 kg



Tuotteen paino* ▼
M 9 kg / L 9,2 kg
(+ etukassi 330 g)

Väri vaihtoehto



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020

Rajoitettu 2 v takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.