



DOLOMITE

**Futura**



Universaali rollaattori



*Dolomite Futura* on kehitetty täyttämään mahdollisimman monen käyttäjän tarpeet. Rollaattoreita on saatavana neljä eri istuinkorkeutta.

*Dolomite Futura* -rollaattoreissa on erittäin laajat säätöalueet ja kattava lisävarustevalikoima, jotka mahdollistavat lähes rajattomat yksilölliset säätö- ja varusteluvaihtoehdot.



### Portaattomasti säädettävät Laaja kävelyalue & kokoontaitto pituussuunnassa työntökahvat

Helposti säädettävät käsikahvat voidaan asentaa juuri oikealle korkeudelle ja oikeaan kulmaan. Lisäksi niillä voidaan kompensoida käsien pituuseroja sekä myötäillä yksilöllisesti käyttäjän vartalon liikeratoja.

DOLOMITE rollaattorit ovat tunnettuja tilavista kävelyalueista rungon välissä. Ylöskäännettävä istuin antaa extra lisätilaa kävelemiseen ja helpottaa esineisiin ulottumista. Takahaarukat on muotoiltu pehmeästi ulospäin kaartuviksi ja kävelytilaa lisääviksi, joka on myös erittäin jalkine- ja varvasystävällinen ominaisuus! Pintakuviointi, luistamaton istuin, takarungon levennetty muoto ja laaja istuinalue mahdollistaa myös istumisen rollaattorissa mukavasti ja turvallisesti pidempiäkin aikoja. Futuran voi taistaa pituussuunnassa kasaan nostamalla istuinin ylös, avaamalla varmistin ja vetämällä kahvoista kasaan.



### Käyttäjätasoiset jarrut

Pitkät jarrukahvat ja jarrustopperit – mahdollistavat hyvän vipuvoiman ja yksinkertaisen jarrutuksen myös heikentyneillä käsivoimilla. Lyhyt etäisyys parkkeerausasettoon – helppokäyttöinen jarrujenlukitus vähentää kaatumisriskiä. Jarruissa on viiden vuoden takuu ja vahvistettu jarruvaijerien suojaus. Jarrustopperi on ruostumaton terästä.

### Ominaisuudet ja optiot



#### Tarjotin

Eväille tai pikkutavaroille. Voidaan kääntää pöytälevyksi. Valmistettu iskunkestävästä muovista.



#### Kori

Tilava kori kantokahvalla. Eri koot eri runkokokoihin. Max. kuormitus 9 kg. (Futura 450 7 kg)



#### Keppiteline

Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkee helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.



#### Selkätuki

Mukava ja turvallinen nojaustuki asennetaan käsikahvoihin ja voidaan korkeussäätää kahvojen korkeudensäädön avulla.



## Ominaisuudet ja optiot



### Kynnyksenylittäjä

Oikealle asennettava "jalka-pedaali" helpottaa kynnyksen ja katukivetysten ylitystä.



### Laukku

Lisää kantokapasiteettia, jos kori täyttyy liian nopeasti. Voidaan yh-distää happipullotelineen kanssa.



### Yhden käden jarru

Yhdenkädenjarrulla voi jarruttaa molempia puolia. Saatavana joko oikean tai vasemman käden jarru.



### Jarrutehostin

Tarjoaa lisäjarrutusvoimaa henkilöille, joilla käden voimat ovat heikentyneet.



### Käsitukien pehmusteet

Pehmeämpi vaihtoehto anatomiselle kädensijalle (pari).



### Laahausjarru

A safety feature preventing the walker from rolling away. Perfect for gait training and one handed solutions. Art no 13041-21 (pair).



### Kulmasäädettävät kahvat

Kulma- ja korkeussäädettävät kahvat optimaalisen asennon säätämiseksi. Ilmoita rollaattorin koko tilatessasi (pari).

### HP-työntökahvt

Yksikäätiseen käyttöön/halvauspotilaille. Ilmoita rollaattorin koko tilatessasi. FUTURA HP oikea: yhdenkädenjarru vasemmalla FUTURA HP vasen: yhdenkädenjarru oikealla



### Happipulloteline

Happipulloteline asennetaan keskelle kävelytelinettä, joka mahdollistaa rollaattorin hyvän tasapainon ja käsiteltävyyden. Sopii useimpiin happipulloihin.



### Lokasuojat

Suojaa vaatteita renkaista tulevilta roiskeilta (pari).



### Yhtenäinen työntötanko

Mahdollistaa rollaattorin käytön yhdellä kädellä. Saatavana kaksi mallia, joko käsijarru oikealle tai käsijarru vasemmalle



### Korkeudensäätö ruuvilla

Korvaa korkeudensäätönappi ruuvilla, jos et halua, että korkeutta ollaan kokoajan säätämässä.

## Neljä eri korkeutta (työntökahvat ja istuinkorkeus)



**FUTURA 450**

Istuinkorkeus 47,5 cm



**FUTURA 520**

Istuinkorkeus 54,5 cm



**FUTURA 600**

Istuinkorkeus 62 cm



**FUTURA 680**

Istuinkorkeus 70,5 cm

## Tekniset tiedot

Kattavat tiedot tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet verkkosivustoltamme [www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

	Kokonaisleveys	Pituus	Sisäleveys renkaiden välissä	Kokonaiskorkeus	Istuinkorkeus	Leveys käsitukien välissä	Max. kuormitus
<b>Futura 450</b>	600 mm	590 mm	460 mm	640 - 790 mm	475 mm	420 mm	7.6 kg
<b>Futura 520</b>	610 mm	660 mm	470 mm	710 - 850 mm	545 mm	420 mm	7.8 kg
<b>Futura 600</b>	610 mm	700 mm	470 mm	790 - 930 mm	620 mm	420 mm	8 kg
<b>Futura 680</b>	640 mm	780 mm	500 mm	860 - 1015 mm	705 mm	420 mm	8.23 kg

	Renkaiden halkaisija	Max.käyttäjänpaino
<b>Futura 450, 520, 600, 680</b>	200 mm	150 kg



## Runkovärit

RAL 7021



Huomaa, että värit voivat poiketa hieman yllä olevista.

QR Code

Tel: +41 61 487 70 70  
[hqeuropa@invacare.com](mailto:hqeuropa@invacare.com)  
[www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com)

Invacare International GmbH  
 Benkenstrasse 260  
 4108 Witterswil  
 Switzerland

