



Rehasense® Navigator - kyynärvarsiuullinen, korkea kävelyteline

Navigator on helposti liikuteltava kyynärvarsiuullinen, kevyt ja kokoonlaitettava kävelyteline sisäkäyttöön. Se on tarkoitettu henkilöille, joiden lihasvoimat tai tasapaino ei riitä normaalin rollaattorin käyttämiseen. Kourumaiset kyynärvarsiuutet ovat pehmustettua polyuretaania ja renkaat puhkeamatonta TPE-materiaalia. Tilauksesta saatavana myös pehmeillä renkailla. Käsitukijarrut ovat lukittavat ja niitä voi käyttää myös yksikäsitsesti. Korkeudensäätö L 90-115 cm (tai M 75-100 cm).

UUTTA! Saatavana myös 22,5° tai 45° käännettävillä kyynärvarsiuutilla.

Irrotettava kangasetukori ja kiinnitysmekanismi, joka pitää kiinni myös kokoonlaitettuna. Väri: Punainen. Harmaa ja shampanja tilauksesta. Paino noin 11 kg. **Max. 150 kg.** Tutustu myös lisävarustevalikoimaan.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet



22,5° tai 45° käännettävät kyynärvarsituet optiona

Optiona joko suorat 0° tai sisäänpäin joko 22,5° tai 45° kulmasäädettävät käsituet.



Korkeudensäätö 40 cm

10 portaisesti säädettävät kouru-käsituet. Säätöalue jopa 40 cm. (koko M 7 portainen).



Työntökahvojen väli 47 cm

Varustettu tukevuutta lisäävällä remmillä.



Käsitukien pituus 24 cm

Syvä, 24 cm pitkä PU-pehmuste on pestävä ja helppo pitää puhtaana.



Syvyysäätö 13 cm

Kyynärvarsitukiin integroidut syvyys-säädettävät jarrut ja työntökahvat



Kääntyvät työntökahvat

Työntökahvoja voidaan kääntää parhaan asennon saavuttamiseksi.



Käsjarrut ja seisontajarrut

Pehmeästi toimivat ja lukittuvat huoltovapaat käsi- ja seisontajarrut.



2 eri korkeutta

Istuinkorkeudet L 62 cm (vakio) tai M 55 cm (n.125-165 cm pitkälle)




Kokoontaitettava

Pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Irrotettava ostoskassi max. 5 kg
Mitat: 32 x 15 x 28 cm



Puhkeamattomat renkaat

Kovat TPE-renkaat tai tilauksesta pehmeät PU-renkaat.



Verkkolaukku lisävarusteena

Käytännöllinen kädensijojen väliin asennettava verkkolaukku pienten esineiden kuten matkapuhelimen, lääkkeiden, silmälasien, avainten jne. kantamiseen.

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼
62 cm



Pituus ▼
68 cm



Työntökahvojen korkeudensäätö ▼
M 75-100 cm / L 90-115 cm



Istuinkorkeus ▼
M 55 cm / L 62 cm



Istuinleveys ▼
46 cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm




Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
M 9,4 kg / L 9,6 kg
(+ etukassi 300 g)

* paino ilman etukassia, TPE-renkailla ja suorilla käsituilla kääntyvillä käsituilla + 300 g pehmeillä PU-renkailla + 200 g

Väri vaihtoehdot



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020
Rajoitettu 2 v. takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC -vaatimukset.

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi