



Kevyt
Helppo
kokoontaittaa
Kompakti

Parade on täydellinen valinta, kun etsitään kevyttä ja monikäyttöistä rollaattoria. Sen muotoilu varmistaa helpon ohjattavuuden myös pienissä tiloissa. Kevyestä rungostaan huolimatta se on erittäin vakaa ja tarjoaa erinomaisen hintalaatusuhteen.



Helposti kokoontaitettava runko

Parade-rollaattorissa on istuimeen integroitu kahva, joka tekee kokoontaittamisesta helppoa. Liu'uta istuin sivuun ja vedä kahvasta – se on niin yksinkertaista! Parade pysyy pystyssä myös taitettuna. Se on kevyt rollaattori, jota on helppo käsitellä myös pienemmissä tiloissa. Paraden enimmäiskäyttäjänpaino on 140 kg.

Käytännölliset lisävarusteet

Parade-rollaattoriin on valittavana erilaisia lisävarusteita, jotka helpottavat arkea, kuten kori ja selkätuki. Se on täydellinen valinta niin ulkoiluun kuin liikkumiseen kodin sisällä ja sen ympäristössä.

Ergonomiset työntökahvat

Parade-rollaattorissa on ergonomiset kädensijat, jotka on suunniteltu mahdollistamaan myös heikentyneen käsitoiminnan omaaville käyttäjille pyörien lukitsemisen helposti sekä rollaattorin mukavan ohjaamisen kävellessä.

Lisävarusteet/ominaisuudet



Tarjotin

Käytännöllinen kevyiden esineiden alas laskemiseen. Max. kuormitus 2kg



Selkätuki

Antaa istuessa lisätukea selälle.



Heijastinsetti

Sisältää 30 itse-kiinnittyvää heijastinta.



Kori, verkkomateriaali

Ihanteellinen esim. ostosten kuljettamiseen. Max. kuormitus 4,5kg




Polkaisuputki

Auttaa rollaattoria ylittämään kynnykset.



Lukko

Joustovaijeri, joka suojaa rollaattoria varkaudelta sen ollessa valvomatta.



Keppiteline

Helpottaa kävelykepin tai sateenvarjon kuljetusta.

Tekniset tiedot

Kuvaus	
Työntökahvojen korkeus (Min - Max)	74cm - 95cm
Istuinkorkeus	60cm
Kokonaisleveys	59cm
Kokonaispituus	69cm
Leveys työntökahvojen välissä	43cm
Etäisyys takapyörien välissä	51cm
Pyörät	20 x 3,2 cm
Tuotteen paino	8.8kg
Max. käyttäjäpaino	140kg



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Valmistaja: Human Care HC AB

humancaregroup.com