



# REHASENSE

more than mobility

## Router



### Rehasense® Router - vahvempi, kevyt, kokoontaitettava kävelyteline

**Router** on kevyt kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen.

Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt liikutella, paino n. 6,8 kg. Kokoontaitomekanismin kiinnipysyminen varmistettu kätevällä painonapilla.

Mukana tulee myös irrotettava kangasetukori. Värit: Punainen, harmaa ja hopea/musta

**Max. 150 kg.**

Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## Ominaisuudet



**Korkeussäädettävät kahvat**  
Säädettävät työntökahvat heijastimilla. Pehmeästi toimivat käsi- ja seisontajarrut.



**3 eri istuinkorkeutta**  
Istuinkorkeudet 50, 55 tai 62 cm (vakio)




**Puhkeamattomat renkaat**  
Kovat TPE-renkaat ja huoltovapaat jarrut.



**Kokoontaitettava**  
Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Kuljetuskoko 66 x 72/74/79 x 22,5 cm



**Irrotettava ostokassi**  
Käytännöllinen ostokassi Kuormitus max. 5 kg  
Mitat: 32 x 15 x 28 cm



**Ainutlaatuinen kolmioprofiili**  
Ainutlaatuinen kolmioprofiili muotoonvaletuilla muovivahvikkeilla takaa kestävyuden koko käyttöiän, käyttäjäpaino 150 kg.

## Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼  
60 cm / 22,5 cm \*



Pituus ▼  
68 cm



Kokonaiskorkeus ▼  
S 60–72 cm / M 66–86 cm /  
L 74–102 cm



Istuinkorkeus ▼  
S 50 cm / M 55 cm / L 62 cm



Istuinleveys ▼  
46 cm



Renkaiden halkaisija ▼  
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼  
150 kg



Tuotteen paino\* ▼  
S 6,6 kg / M 6,7 kg / L 6,8 kg  
(+ etukassi 300 g)

\* kokoontaitettuna  
\* paino ilman etukassia

## Väri vaihtoehdot



Valmistaja:  
Rehasense Sp.z o.o.  
Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland  
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
Camp Mobility © 2020

Rajoitettu 2 v takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.