

# Kävelyteline Server OS



## Server OS - kokoontaittava isopyöräinen rollaattori max. 150 kg

**Rehasense Server OS** on leveyssuunnassa kokoontaittava kävelyteline suurilla renkailla. Runko on valmistettu alumiinista, joten se on kevyt käyttää, käänellä, helppo varastoida ja kuljettaa.

**Server OS** rollaattorissa on hyvä liikuteltavuus ja stabiileetti. Tuotteen työntökahvat voidaan säätää eri käyttäjille sopivaan korkeuteen.

Rollaattorissa on verkkomainen nylon-sekoitetta oleva istuin, jossa voi levähtää sekä etukassi, jossa voi kuljettaa pieniä tavaroita. Rollaattorissa on lukittavat käyttö- ja seisontajarrut. Istuinkorkeus 60 cm. Vakioväri: Siniharmaa Ø 285 x 45 mm suuret, pehmeät renkaat. Max. kuormitus 150 kg. Lisävarusteina saatavana mm. tarjotin ja keppiteline.



## Ominaisuudet



**Korkeussäädettävät työntökahvat**  
lukittuu 8 eri korkeudelle.  
Lukittavat käsi-/ seisonajarrut.



**Kokoontaitettava ristikkorunko**  
Rungon kokoontaiton lukitusmekanismi sijaitsee verkkoistuimen etupuolella. Rollaattorin saa taitettua kokoon nostamalla istuimessa olevasta kahvasta.



**Kangasistuim, selkätuki ja etukassi vakiona**  
Verkkomainen nylonsekoiteistuim, selkätuki ja etukassi vakiona



**Suuret pehmeät renkaat 285 x 45 mm**  
helpottaa kulkua ulkona, lumisessa ja/tai vaikeassa maastossa.



**Irrotettava etukassi vakiona**  
Kannellisella irrotettavalla etukassilla voi kuljettaa pieniä tavaroita. Max. 5 kg.



**Punaisella merkattu lukitusmekanismi**  
On helppo huomata.

## Tekniset tiedot



Kokonaisleveys  
65 cm



Pituus  
73 cm



Kokonaiskorkeus  
81–99 cm



Istuinkorkeus  
60 cm



Istuinleveys  
46 cm



Renkaiden halkaisija  
285 x 45 mm



Max.käyttäjäpaino  
150 kg



Tuotteen paino\*  
9 kg  
\* + etukassi 400 g



siniharmaa



**REHASENSE**

Valmistaja:  
Rehasense Sp.z o.o.  
Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland  
[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2024 Camp Mobility Finland

**CAMP**<sup>®</sup>  
MOBILITY

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere | myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi) | [www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)