



Kävelyteline Rehasense® Server – kevyt ja kokoontaitettava

Server on kevyt kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen. Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on kevyt, liikutella, paino noin 7 kg. Kokoontaitomekanismin kiinnitysvarmistettu käteväällä painonapilla.

Mukana tulee myös irrotettava kangasetukori.
Varastoväri: beige
3 eri istuinkorkeutta.
Max. 150 kg. Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

Ominaisuudet



Korkeussäädettävät kahvat

10 eri korkeutta, osoittaa kohti käyttäjää, kumiset pehmusteet tarvittaessa vaihdettavat. Sisältää seisonta- ja käyttöjarrut.



3 eri istuinkorkeutta

Istuinkorkeudet 50, 55 tai 62 cm (vakio)



Puhkeamattomat renkaat

Kovat TPE-renkaat. 200 x 35 mm pyörissä ja haarukoissa käytettävät laakerit ovat suojattuja kuulalaakereita.



Kolmioprofiili kestää 150 kg

Ainutlaatuinen kolmioprofiili takaa kestävyuden koko käyttöiän, käyttäjäpaino 150 kg



Kokoontaitettava

Taittuu kasaan sivuttaissuunnassa ilman työkaluja, pikalukituksella, painonupillukitus. Joustava kangasistuin, lukittuu käyttöasennossa



Irrotettava etukassi

Käytännöllinen etukassi sisältyy hintaan. Kuormitus max. 5 kg
Mitat: 32 x 15 x 28 cm

Tekniset tiedot

- * kokoontaitettuna
- * paino ilman etukassia



Kokonaisleveys ▼
60 cm / 22,5 cm *



Pituus ▼
66 cm



Kokonaiskorkeus ▼
S 60-72 cm / M 66-86 cm /
L 74-102 cm



Istuinkorkeus ▼
S 50 cm / M 55 cm / L 62 cm



Istuinleveys ▼
46 cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
S 6,7 kg / M 6,8 kg / L 7 kg
(+ etukassi 340-370 g)

Värvaihtoehdot



Varastoväri
beige

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2022

Rajoitettu 2 v takuu valmistusvirheille.

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com