



# Soprano



Storhjulingen som är  
nätt och följsam!



*Dolomite* **Soprano** är en lätt utomhusrollator med betydligt "tyngre" egenskaper än konkurrenterna. Här finns den låga vikten, just över 10 kg, i kombination med en maximal brukarvikt på hela 160 kg! Här finns den enkla anpassningen tack vare tydliga, säkra funktioner. Här finns den smidiga hanteringen eftersom den går att fälla ihop och står i hopfällt läge och här finns det hållbara vajerlösa bromssystemet.

*Dolomite* **Soprano** är rollatorn som är nätt och följsam!



## Egenskaper och Tillval



### Rejät lastutrymme

**Soprano** hjulen är stora för att lätt kunna köra över kullersten.



### Vajerlös, integrerad broms

Inga utstickande vajrar som kan fastna. Lättskött och enkelt.



### Välj bland ett brett utbud av tillbehör

Korgen klarar en maxlast på 12 kg). Övriga tillbehören finns i reservdelskatalogen, du hittar dit via en länk på vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se), välkommen!

### Tar dig dit du vill









Lättkörd tack vare stora, lätta och massiva hjul. Goda köregenskaper även på ojämnt underlag och den stabila ramen som klarar ända upp till 160 kg ger alla rörelsefrihet att ta sig överallt.

### Står i hopfällt läge

Gör rollatorn enkel att parkera på liten yta. Idealisk för teaterbesök eller vid förvaring i hemmet. Rollatorn kan även fällas till ett transportläge, och är då lätt att hantera eftersom den stannar i hopfällt läge.

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Bredd yttre mått	Djup	Bredd mellan hjulen	Total höjd	Sitshöjd	Bredd mellan handtag	Hjuldiameter	Produktvikt
 655 mm	 750 mm	 545 mm	 790 - 990 mm	 620 mm	 440 mm	 260 mm	 10,8 kg

 Max brukarvikt 160 kg	 Bredd ihopfälld 330 mm
--	---

### Färg

RAL 1035



### Artikelnummer

**Soprano**

12030-44-21

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®

