



REHASENSE

more than mobility

Space^{LX}



Rehasense® Space^{LX}

Space LX on kevyt kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen.

Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on erittäin kevyt, vain noin 6,1 kg. Käsijarruvaijerit on ohjattu osittain runkoputken sisään ja kokoontaitomekanismin kiinnitysvarmistettu kätevällä painonapilla.

Saatavana puhkeamattomilla, kovilla TPE-renkailla tai pehmeillä PU-renkailla.

Mukana tulee myös irrotettava, etukori/kangaslaukku.

Värit: punainen, harmaa tai shampanja. **Max. 150 kg.**

Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet

TULOSSA
PIANI!



Kyynärvarsituellinen, korkea Space LX

Saatavana myös tukeva, korkea Space LX kävelyteline



Moderni muotoilu

Moderni, huippukevyt ja korkealaatuinen alumiinirunko.



Kokoontaitettava

Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Kuljetuskoko 66 x 86 x 22 cm



Irrotettava ostoskassi

Käytännöllinen ostoskassi, jossa vetoketjutasku ja 2 muuta lokeroa. Kuormitus max. 5 kg



Korkeussäädettävät kahvat

Sujuvasti säädettävä työntökahvojen korkeus. 10 eri säätökorketta.



Optiona pehmeät PU-renkaat

saatavana kovilla TPE-renkailla tai pehmeillä PU-renkailla. Jarruvaijeri ohjataan osittain rungon läpi.



Ainutlaatuinen kolmioprofiili

Ainutlaatuinen muoto ja hitsattu kolmioprofiili takaa kestävyuden koko teknisen käyttöiän, käyttäjäpaino jopa 150 kg.

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼
62 cm / 22 cm*



Pituus ▼
66 cm



Kokonaiskorkeus ▼
78 - 102 cm



Istuinkorkeus ▼
62 cm



Istuinleveys ▼
46 cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
6,1 kg +etukassi 330 g

* kokoontaitettuna
* paino ilman etukassia

Värvivaihtoehdot



Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.



Sober Grey



Red



Champagne

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility
© 2020

Takuu: rajoitettu 2 vuoden takuu valmistusvirheille.

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi