



VERMEIREN

Goliat



Vermeiren Goliat XXL-kävelyteline 200 kg

Vermeiren **Goliat** on kokoontaitettava kävelyteline XXL -kokoisille käyttäjille. Maksimikäyttäjätaino 200 kg. Leveys 65 cm, istuimen leveys ja syvyys 55 x 41 cm.

Istuimessa pehmustettu vaahtomuovityyny optimaalisen istuimukavuuden takaamiseksi. kokoontaittava tavarakori on sijoitettu kätevästi istuimen alle. Vakiona irrotettava

selkä- / lannetuki, joka lisää istuimukavuutta ja turvallisuutta. Istuinkorkeutta ja työntökahvojen korkeutta voidaan säätää. Alaslukittavat käsi- / seisontajarrut.

Värvaihtoehdot: hopea tai punainen.
Max. kuormitus 200 kg.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet



Kokoontaitettava

Taittuu kasaan pituussuunnassa.



Selkätuki, pehmustettu istuin ja kori vakiona

Istuin on pehmustettu vaahtomuovityynyllä optimaalisen istuimukavuuden takaamiseksi. Kori sijaitsee kätevästi istuimen alla.



Säädettävä istuinkorkeus ja työntökahvojen korkeus

Käyttäjä voi säätää istuimen ja työntökahvojen korkeuden mieltymyksensä mukaan.



Korkeussäädettävät työntökahvat ja lukittavat käsi-/seisontajarrut.



Irrotettava selkätuki

Irrotettava selkätuki- / lantiotuki lisää Goliatin istuimukavuutta ja -turvallisuutta.

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼
65 cm



Pituus ▼
75 cm



Kokonaiskorkeus ▼
83 - 102 cm



Istuinkorkeus ▼
49 - 56 cm



Istuinleveys ▼
55 cm



Renkaiden halkaisija ▼
8"



Max.käyttäjäpaino ▼
200 kg



Tuotteen paino* ▼
10,7 kg



NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland