



Rollaattori Dolomite Jazz

DOLOMITE JAZZ on innovatiivinen ja kevyt kokoonlaitettava rollaattori, joka tarjoaa erinomaisen tuen ja vakauden sekä ulko- että sisäkäytössä. Tyylikkäässä JAZZissa on useita fiksuja ominaisuuksia, mikä tekee siitä erinomaisen kävelykumppanin.

DOLOMITE tuoteperheen uusimmassa jäsenessä yhdistyy tyylikkyys ja hyvä käytettävyys. Rungon ergonominen rakenne mahdollistaa luonnollisen kävelyasennon rollaattorilla kävelyyn.



reddot design award
winner 2013



Yes, you can.[®]



Ominaisuudet & lisävarusteet

Fiksu rollaattori

DOLOMITE JAZZin sivusuunnassa kokoontaittava innovatiivinen runko antaa paljon kävelytilaa, mutta mahdollistaa myös säilytyksen pienessä tilassa. Korkeussäädettävissä työntökahvoissa on selkeät merkinnät. Kokoontaitettuna kahvat laskeutuvat alas, mutta muistitoiminnon avulla korkeudensäätö palautuu oikealle korkeudelle avattaessa. Käsikahvojen anatominen muotoilu vähentää paineentunnetta.

Tyylikäs ja käytännöllinen

JAZZissa on moderni, antrasiittirunko harmailta muoviosilla. Raikas ja moderni ulkonäkö sopii päivittäiseen käyttöön useille eri ihmisille. Rungon sisään integroidut jarruvaijerit lisäävät tyylikästä ulkonäköä, mutta myös suojaavat esineiden sotkeutumista rollaattoriin niin sisä- kuin ulkokäytössä.



Pehmustettu istuin ja etukori
Irrotettavaa etukoria voi käyttää kauppakassina. Tukeva, pehmustettu istuin tuo lisämukavuutta.

Pedaali kynnyksen ylitykseen
Kynnyksenylittäjä vakiona. Voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle.

Tarjotin
Irrotettava tarjotin tavaroiden ja eväiden helppoon kuljetukseen.



Iso etukori
Irrotettavaan isompaan etukoriin mahtuu enemmän. Saatavana tummanharmaa tai punainen.

Selkätuki
Saatavana pehmustettu (ylempi kuva) tai pehmustamaton (alempi kuva) versio.

Keppiteline
Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkee helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.

Tekniset tiedot



JAZZ 610

595 mm



690 mm



510 mm



750 – 1000 mm



610 mm



7,8 kg

JAZZ 510

595 mm

690 mm

510 mm

650 – 800 mm

510 mm

7,5 kg



JAZZ 610 / 510

450 mm



200 mm



150 kg



215 mm

Värit ja materiaalit



Anthracite grey

Valmistaja: Invacare Dolomite AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
09 350 76 310
info@campmobility.fi