



Täyttää  
IEC 60601-2-52  
vaatimukset



### Rollaattori Dolomite Maxi+

Vahvempi ja fiksumpi **DOLOMITE MAXI+** on kehitetty erityisesti käyttäjille, jotka tarvitsevat suuremman painokapasiteetin ja isompi runkoisen rollaattorin. Maxi+ rollaattorissa on vahvistettu runko ja sen maksimikuorimetus on 200 kg.



**Yes, you can.<sup>®</sup>**



## Enemmän tilaa!

.....

*DOLomite* **Maxi+** rollaattorien leveä istuin ja 10 cm:n extra tila käsikahvojen ja istuimen välissä mahdollistaa mukavan istuma-asennon.

Istuimen voi nostaa ylös, jolloin saadaan lisää tilaa kävelemiseen. Näin myös tavaroihin ulottuu helpommin ja ovet on helpompi avata. Leveä runko mahdollistaa suuren kävelytilan.

## Säädä ja varusta yksilöllisten tarpeiden mukaan

.....

*DOLomite* **Maxi+** rollaattoreita on saatavana kaksi eri korkeutta. Käsikahvojen korkeudensäätöalue on erityisen laaja. Valitse korkeampi runkomalli, kun siirtyminen seisoma-asennosta istuma-asentoon on hankalaa. **MAXI+** rollaattoreihin on saatavana laaja valikoima erilaisia lisävarusteita, joiden avulla rollaattori voidaan varustaa yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi.

## Lisävarusteet ja ominaisuudet




### Tarjotin

Eväille tai pikkutavaroille. Voidaan kääntää pöytälevyksi. Valmistettu iskunkestävästä muovista.



### Käytännöllinen kori

Tilava kori kantokahvalla. Max.kuormitus 9 kg.



### Keppiteline


Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkevat helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.



### Selkätuki

Mukava ja turvallinen nojaustuki asennetaan käsikahvoihin ja voidaan siten korkeussäätää kahvojen korkeudensäädön avulla.

## Lisävarusteet ja ominaisuudet



### Pedaali kynnyksen ylitykseen

Oikealle asennettava "jalka-pedaali" helpottaa kynnysten ja katukivetysten ylitystä.



### Lokasuojat

Suojaa vaatteita renkaista tulevilta roiskeilta. Myydään pareittain.



### Yhden käden käsijarru

Yhdenkäden jarrulla voi jarruttaa molempia puolia. Saatavana joko oikean tai vasemman käden jarru.



### Jarrutehostin

Tarjoaa lisäjarrutusvoimaa henkilöille, joilla käden voimat ovat heikentyneet.



### Laahausjarru

Turvallinen ratkaisu, joka ehkäisee rollaattorin karkaamisen käden ulottuville. Hyvä apu kävelyharjoituksissa ja yksikäsisessä käytössä. Myydään pareittain.



### Käsitukien pehmusteet

Pehmeämpi vaihtoehto anatomiselle kädensijalle. Myydään pareittain.



### Happipulloteline

Happipulloteline asennetaan keskelle kävelytelinettä, joka mahdollistaa rollaattorin hyvän tasapainon ja käsiteltävyyden. Sopii useimpiin happipulloihin.

## Runkokoot



### Maxi+ 55






Istuinkorkeus 55 cm








### Maxi+ 65

Istuinkorkeus 65 cm

## Tekniset tiedot

					
Maxi + 550	700 mm	640 mm	570 mm	725 - 895 mm	555 mm
Maxi + 650	700 mm	740 mm	650 mm	815 - 985 mm	650 mm

					
Maxi + 550	520 mm	200 mm	9.8 kg	200 kg	
Maxi + 650	520 mm	200 mm	10.3 kg	200 kg	

## Värit ja materiaalit

CE



RAL 5023

Valmistaja: Invacare Dolomite AB  
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi  
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland