



Rollaattori Dolomite Melody

DOLOMITE MELODY on tyylikäs ja yksinkertainen rollaattori, joka jättää jälkeensä kaikki kilpailijansa samassa hintaluokassa. **MELODY**-rollaattori on kevyt, vaikka sen runko on valmistettu teräksestä. Rollaattorin säätäminen on yksinkertaista selkeiden ja turvallisten säätötoimintojen ansiosta. **MELODY** on helppo käyttää ja sitä voi säilyttää kokoonlaitettuna pystyasennossa. **MELODY**ssa on myös kestävä, runkoon integroidut korkealaatuiset jarrut.



Runkoon sisään integroidut jarrut

*DOLOMITE MELODY*ssa ei ole jarruvaijereita, johon voisi jäädä kiinni. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit takaavat pitkän käyttöiän. Patentoitu jarrumeکانismi on turvallisuustestattu.

Pysyy pystyssä myös kokoontaitettuna

DOLOMITE MELODY pysyy pystyssä myös kokoontaitettuna, joka tekee siitä helpomman myös parkkeerata ja varastoida pieneen tilaan. Paina vain istuinta alas, kun haluat aukaista rollaattorin käyttöä varten. Istuin on turvallinen ja mukava käyttää. Istuin voidaan myös nostaa ylös, jos halutaan lisää kävelytilaa tai halutaan ulottua helpommin esimerkiksi avaamaan ovia tai ulottua kaappien hyllyille.

Rajattomasti säätömahdollisuuksia

Työntökahvoja voi sekä kulma- että korkeussäätää erittäin tarkasti. Tämän ansiosta rollaattorit voi säätää yksilöllisesti kaikkien eri käyttäjien käsien pituuksien ja tarvittavien käsien asentojen mukaiseksi.

Ainutlaatuiset säätömahdollisuudet, kolme runkokorkeutta sekä laaja valikoima lisävarusteita tekevät **MELODY**-rollaattoreista markkinoiden joustavimman ratkaisun.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Irrotettava tarjotin

Eväille tai pikkutavaroille. Valmistettu iskunkestävästä muovista.



Metallinen etukori

Tilava kori, joka taittuu kokoon rollaattorin mukana. Kaksi kokoa: M-L Max. 10 kg. S Max. 7 kg.



Keppiteline

Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkee helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.



Selkätuki

Selkätuki asennetaan käsikahvoihin ja voidaan siten korkeussäätää kahvojen korkeuden säädön avulla. Kaksi kokoa: S-M ja L.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Pedaali kynnyksen ylitykseen

Oikealle asennettava "jalkapedaali" helpottaa kynnyksen ja katukivetysten ylitystä.



Lokasuojat

Suojaa vaatteita renkaista tulevilta roiskeilta (pari).



Yhden käden käsijarru

Yhdenkädenjarrulla voi jarruttaa molempia puolia. Saatavana joko oikean tai vasemman käden jarru. Ei saatavana kokoon S.



Kassi

Lisää kantokapasiteettia, jos kori täyttyy liian nopeasti. Voidaan yhdistää happipullotelineen kanssa.



Tippateline

Pitää tippapussin oikeassa asennossa. Korkeussäädettävä. Ei saatavana kokoon S.



Laahausjarru

Turvallinen ratkaisu, joka estää rollaattorin karkaamisen (pari).



Happipulloteline

Happipulloteline asennetaan keskelle kävelytelinettä, joka mahdollistaa rollaattorin hyvän tasapainon ja käsiteltävyyden. Sopii useimpiin happipulloihin.



Korkeudensäätö ruuvilla

Korvaa korkeudensäätönappi ruuvilla, jos et halua, että korkeutta tarvitsee kokoajan säätää.



Pitkät työntökahvat

40 mm korkeammalle ulottuvat työntökahvat kokoon S (pari).



Kulmasäädettävät kahvat


Kulma- ja korkeussäädettävät kahvat optimaalisen asennon säätämiseksi (pari). Ei saatavana kokoon S.



HP-työntökahvat

Yksikäätiseen käyttöön/halvauspotilaille. Ilmoita rollaattorin koko tilatessasi.
HP oikea: yhdenkädenjarru vasemmalla
HP vasen: yhdenkädenjarru oikealla
Ei saatavana kokoon S.

Runkokoot




MELODY S

Istuinkorkeus 48 cm.



MELODY M

Istuinkorkeus 53,5 cm.



MELODY L

Istuinkorkeus 61,5 cm.

Tekniset tiedot



Melody S

545 mm



670 mm



465 mm



660-805 mm



480 mm

Melody M

620 mm

660 mm

525 mm

710-915 mm

535 mm

Melody L

620 mm

700 mm

540 mm

795-995 mm

615 mm



Melody S

365 mm



200 mm



7.3 kg



135 kg



200 mm

Melody M

430 mm

200 mm

7.7 kg

135 kg

260 mm

Melody L

430 mm

200 mm

8 kg

135 kg

320 mm

Värit ja materiaalit



RAL 1035

Valmistaja: Invacare Dolomite AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pitää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland