



*Kuvan tarjotin myydään lisävarusteena.



Dolomite Soprano – rollaattori isoilla pyörillä

DOLOMITE SOPRANO on isopyöräinen (260 mm), tukeva ja vakaa rollaattori, joka soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön – myös päällystämättömille teille.

SOPRANO voidaan varastoida ja säilyttää pystyasennossa kokoontaitettuna. Istuimen voi nostaa pystyyn, joka antaa lisää kävelytilaa jaloille.

SOPRANO sopii hyvin myös isommillekin käyttäjille suuren (160 kg) maksimi-kuormituksen ansiosta. Istuinkorkeus 62 cm. Väri: shampanja.



Liiku missä haluat – sisällä tai ulkona

DOLOMITE SOPRANO on helppo liikutella suurien, puhkeamattomien renkaiden ansiosta. Suurien pyörien, tukevan rungon ja turvallisen 160 kg:n maksimikuormituksen ansiosta Sopranon kanssa voi liikkua mukavasti myös ulkona epätasaisilla ja päällystämättömillä teillä.

Pysyy pystyssä myös kokoontaitettuna

SOPRANO pysyy pystyssä myös kokoontaitettuna, joka tekee siitä helpomman parkkeerata ja varastoida pieneen tilaan.

Eteenpäin suunnatut kahvat ja ylösnouseva istuin

DOLOMITE rollaattorit ovat tunnettuja tilavista kävelyalueista rungon välissä.

SOPRANO:ssa kävelyalue on entistäkin tilavampi eteenpäin suunnattujen työntökahvojen ja ylösnostettavan istuimen ansiosta. Ylösnostettava istuin antaa lisää liikkumatilaa kävelytelineen väliin ja tekee Sopranosta erinomaisen rollaattorin ulko käyttöön.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Irotettava tarjotin

Eväille tai pikkutavaroille. Valmistettu iskunkestävästä muovista.



Metallinen etukori

Tilava kori kantokahvalla. Max. 12 kg.



Keppiteline

Keppitelineen avulla kävelykeppi tai -sauva kulkee helposti mukana ja on nopeasti saatavilla.



Selkätuki

Selkätuki asennetaan käsikahvoihin ja voidaan siten korkeussäätää kahvojen korkeuden säädön avulla.



Pedaali kynnyksen ylitykseen

Oikealle asennettava "jalka-pedaali" helpottaa kynnyksen ja katukivetysten ylitystä.



Lokasuojat

Suojaa vaatteita renkaista tulevilta roiskeilta (pari).



Yhden käden käsijarru

Yhdenkädenjarrulla voi jarruttaa molempia puolia. Saatavana joko oikealle tai vasemmalle asennettuna. Tilattava samaan aikaan kun tuote, ei jälkiasennusta.



Tippateline

Pitää tippapussin oikeassa asennossa. Korkeussäädettävä. Asennus ilman työkaluja.



Kulmasäädettävät kahvat

Kulma- ja korkeussäädettävät kahvat optimaalisen asennon säätämiseksi (pari). Tilattava samaan aikaan kun tuote.



Korkeudensäätö ruuvilla

Korvaa korkeudensäätönappi ruuvilla, jos et halua, että korkeutta säädetään jatkuvasti.



Kassi

Lisää kantokapasiteettia, jos kori täyttyy liian nopeasti. Voidaan yhdistää happipulloteline kanssa.



HP-työntökahvat

Yksikäätiseen käyttöön tai esim. halvauspotilaille. Saatavana joko käsijarru oikealle tai käsijarru vasemmalle asennettuna. Tilattava samaan aikaan kun tuote, ei jälkiasennusta.



Laahausjarru

Turvallinen ratkaisu, joka estää rollaattorin karkaamisen. Sopii hyvin kävelyharjoitteluun ja yksikäätiseen käyttöön.



Happipulloteline

Happipulloteline asennetaan keskelle kävelytelinettä, joka mahdollistaa rollaattorin hyvän tasapainon ja käsiteltävyyden. Sopii useimpiin happipulloihin.

Tekniset tiedot



650 mm



760 mm



450 mm



790 - 990 mm



620 mm

DOLOMITE
SOPRANO



450 mm



260 mm



10 kg



160 kg



330 mm

DOLOMITE
SOPRANO

Värit ja materiaalit

CE



RAL 1035

Valmistaja: Invacare Dolomite AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2016 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
09 350 76 310
info@campmobility.fi