

Platform Kävelypöytä



Kävelypöytä Platform

Platform on helposti liikuteltava, kapeistakin oviaukoista (70 cm) mahtuva, korkea kävelypöytä, jossa on pehmustettu, kevytlinjainen, leveyssäädettävä PU-pöytätaaso. Liikkuminen tapahtuu pöytätasoon tukeutumalla ja käsikahvoista kevyesti ohjaamalla. Tarkoitettu henkilöille, joiden lihasvoimat tai tasapaino ei riitä normaalin rollaattorin käyttämiseen. Kahvoissa on käsijarrut, jotka voi lukita seisontajarruiksi ja niitä voi käyttää myös yksikätisesti.

Korkeudensäätö kaasujousella. Lev. 66 - 80 cm pit. 80 cm.
Korkeus: 86 - 128 cm. Väri: Valkoinen, musta pyöytätaaso.
Puhkeamattomat renkaat Ø100 mm.
Takapyörissä suuntalukitus
Paino noin 14,6 kg.
Max.150 kg.



REHASENSE

LI/VA

Yhden käden jarru



Tilausnro	Lisävaruste / varaosa
820006021	Happipulloteline Platform
820005974	Tippateline Platform sis. Kiinnike
820006053	Yhtenäinen kyynärpehmuste oik Platform
820 0 06054	Yhtenäinen kyynärpehmuste vas Platform
820006055 (2kpl) + 820006056 (2kpl)	Pyöräsarja Platform (4kpl)
820005963	Kaasuajousi 150N Platform



Happipulloteline

Tippateline

Ominaisuudet

**Helppo korkeus-, leveys- ja pituussäätö**

Kädensijan pituuden ja kulman, käsivarren leveyden ja lukitusmekanismin säätö sekä korkeuden säätö sormiruuveilla. = Helppo säätää ilman työkaluja.

**Muotoiltu pöytä**

Pehmeät ja mukavat PU-tyynyt optimaalisella paksuudella vakaamman tunteen saavuttamiseksi. Helppo leveys säätö. Saumaton ja vedenpitävä materiaali takaa paremman hygienian. Sivutuet estävät käsivarsia luistamasta.

**Pituus ja kulmasäädettävät jarru- ja käsikahvat**

Jarrujärjestelmä ja johdot pöytätasoon alla. Pituus ja kulma säädettävissä käyttäjän tarpeiden mukaan

**Kaksiosainen runko**

Kaksiosainen runko on helppo purkaa pieneen pakkaukseen laitteen kuljetusta ja varastointia varten. Kuljetusmitat: 85 x 77 x 23 cm

**Korkeudensäätövipu**

Korkeuden säätövipu toimii molempiin suuntiin (ylös ja alas).

**100 mm pyörät**

Pienten pyörien ansiosta mahtuu hyvin huonekalujen alle. Kaikissa neljässä pyörässä suuntalukitus.

**Mahtuu ovista**

Kapea runko mahdollistaa kulkemisen kapeistakin oviaukoista.

Tekniset tiedot



Rajoitettu 2 v. takuu valmistusvirheille.
Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com



Kokonaisleveys ▼
69-80 cm



Pituus ▼
80 cm



Pöytälevyn korkeudensäätö:
90-130 cm ▼
Kokonaiskorkeus:
100-140 cm



Käsikahvien välinen sisäleveys: ▼
31 - 48 cm



Renkaiden halkaisija ▼
100mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
18 kg

Kuljetusmitat:
85 x 77 x 23 cm
(laatikossa osina)

CAMP
MOBILITY

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility
p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi