

UUSI
ISTUIN!

Cobi Rehab Commode Tilt, kallistettava XXL-suihkuoli

Cobi Rehab:n Commode Tilt kallistettavassa suihkuolissa on 32° sähkötoiminen kallistus ja hulpea 325 kg:n turvallinen maksimikuormitus. Kallistettava suihkuoli on tarkoitettu erityisesti suurikokoisille bariatrisille potilaille tai henkilöille, joilla on heikentyneet lihasvoimat, painehaavoja, spastisuutta, tahattomia liikkeitä, amputaatio tai aivohalvaus.

Kallistettava suihkuoli tarjoaa mukavan vaihtoehdon tapauksissa, joissa pystyasento voi aiheuttaa käyttäjälle epämukavuutta tai ahtaissa pesuolosuhteissa, joissa muunlaisille yksiköille ei ehkä ole tilaa. Kallistettu asento antaa hoitajalle täyden pääsyn useimpiin kehon osiin ja on erittäin mukava käyttäjälle. Korkea selkänoja, päätuki ja tukevat käsinojat tarjoavat parhaan mahdollisen tuen ja turvallisuuden. Uusi hygienia-aukollinen istuin mahdollistaa hyvän intiimihygienian.

Vakiovarusteena alusastia, säädettävä päätuki ja jalkatuet.

Lisävarusteena saatavana reisi-/ amputaatio tuet. Istuinleveys 66 cm ja -syvyudet 42 / 48 / 54 cm.



Ominaisuuksia

Cobi Rehab Commode Tilt kallistettavan XXL -suihku-tuolin istuinleveys on 66 cm, mutta 5 cm paksu PUR-pehmuste ja 7 cm:n vapaa tila käsinojien välissä mahdollistaa lisätilan sekä sen, että kehon massa putoaa alaspäin, eikä leviä sivuille. Pienen ulkoleveyden ansiosta (74 cm) Cobi Rehab suihkutuolit mahtuvat lähes kaikista oviaukoista.

Bariatrisissa tuotteissa jalkatuet ovat usein heikoin kohta. Cobi Rehab jalkatuet kestävät kumpikin yli 100 kg:n painon ja ovat sivu- ja leveyssäädettäviä, joten pääsy intiimihygieniaan on mahdollista, ja henkilöt, joiden rasvakudos on sijoittunut jalkojen sisäpuolelle, voivat istua jalat erillä toisistaan (jopa 110 cm) ja silti saavat jaloille tukea. Myös jalkatuissa on miellyttävät PUR-päällysteet.



Käsiohjain

"Leveä sisältä - kapea ulkoa"

Yksi ominaisuuksista on uusi takaa avoin hygienia-istuim, jossa on 44 cm pitkä reikä ja jonka levein kohta on 22 cm. Tämä mahdollistaa tuolin oikean käytön, helpottaa hoitajien pääsyn ja välttää tapauksia, joissa tuotokset päätyvät paikkoihin, joihin sen ei ole tarkoitus päätyä.

Bariatriset käyttäjät eivät yleensä ulotu käsillään syvälle tuoliin sijoitettuihin käsinojiin. Siksi Cobi Rehab -tuoleissa on 64 cm pitkät käsinojat, jotka ulottuvat 7 cm istuimen etupuolelle. Se mahdollistaa käyttäjän pääsyn tuoliin itse. Kääntyvät käsinojat voidaan ottaa myös kokonaan pois.



UUSI ISTUIM!

Uusi, kannellinen hygienia-istuim ja alusastia vakiona

Selkänöjan ja istuimen välissä on 32 cm vapaata tilaa. Tämä antaa tilaa mahdolliselle bulbose gluteal -alueelle, mutta myös mahdollistaa hoitajien asentaa nostoliinat ja asettaa käyttäjä tuoliin paremmin.



Reisi- / amputaatiotuki (vas/oik) lisävarusteena



Saatavana myös yhtenäisellä istuimella

Etuja:

- 32° sähköinen kallistus
- erittäin vahva ja vakaa
- Kevyt käyttää
- Korkea selkänöja ja tukevat käsinojat tarjoavat parhaan mahdollisen tuen
- Kallistettu asento antaa hoitajalle täyden pääsyn useimpiin kehon osiin ja on käyttäjälle mukavampi

Tekniset tiedot



Cobi Rehab
Commode Tilt

Istuinkorkeus	Istuinleveys*	Leveys*	Pituus	Korkeus
51-69 cm	66 cm	74 cm	140 cm	100 cm

Cobi Rehab
Commode Tilt

325 kg	39 kg
--------	-------

* Standard käsitukien välinen leveys 61 cm
Perhoskäsitukien välinen leveys 76 cm



Valmistaja:
Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup,
Denmark
Phone: +45 7025 2522
Fax: +45 7025 2544
E-mail: info@cobirehab.com
www.cobirehab.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility
Finland 2019