

Vastus

XXL-kokoinen, pyörätön, aukollinen WC- ja
suihkutuoli



Suurikokoisille käyttäjille

Cobi Rehabin Vastus on pyörätön, hygienia-aukollinen XXL WC- ja suihkutuoli. Se on yksi markkinoiden vahvimista suihkutuoleista - sen painokapasiteetti on 325 kg. Tuoli on toimiva, tukeva ja vakaa, ja sitä on kevyt liikutella.

Takaa avoin, hygienia-aukollinen istuin mahdollistaa hyvän intiimihygienian. Säädetty istuinkorkeus 44–59 cm ja istuinsyvyys 40–52 cm säätämällä selkäosaa.

Alusastia vakiovarusteena.

Kaksi kokoa: istuinleveydet 61 cm tai 71 cm



Käyttöaiheet: Suihku- / wc-tuoli on tarkoitettu wc- ja suihkukäyttöön henkilöille, jotka painavat max. 325 kg. Tuotetta käytetään sairaaloissa, hoitokeskuksissa ja laitoksissa.

Vasta-aiheet: Valvo käyttäjiä, joilla on kognitiivisia häiriöitä, tuotetta käytettäessä.

Kannellinen, takaa avonainen istuinaukko

mahdollistaa hyvän intiimihygienian. Istuinpehmuste on 5 cm paksua PUR-vahtomuovia. Istuinosa myös käännettävissä niin, että aukko on etupuolella.



Alusastia vakiovarusteena

varmistaa helpon ja hygienisen käytön, tarjoten käyttäjälle lisää mukavuutta ja turvallisuutta.



Muita ominaisuuksia

Alle taittavat käsitukien putket

Tuolin käsitukien putket on suunniteltu niin, että ne taipuvat istuimen alle. Tämä helpottaa tukevan otteen saamista ja ylösnousua.

Käsituet on taivutettu hieman ulospäin, joka mahdollistaa sen, ettei iho jää tuolin väliin tuoliin siirryttäessä. Ne tarjoavat myös paremman toiminnallisuuden, kuin tavalliset suorat käsituet, joihin bariatristen käyttäjien on erittäin haastava tukeutua.

Korkeussäädettävyys

Vastus-tuoli on korkeussäädettävä välillä 44-59 cm. On tärkeää, että WC- tai suihkutuoli säädetään oikealle korkeudelle; jos tuoli on liian korkealla, jalat eivät ulotu maahan, ja jos taas liian matalalla, käyttäjän on vaikea nousta tuolista pois.

Säädettävä istuinsyvyys ja selkätuen syvyys

Oikealla istuinsyvyydellä on merkittävä osuus hyvän istuma-asennon löytymisessä. Vastus-tuolissa istuinsyvyys on säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan, välillä 40-52 cm.

Taivutetut putket parantavat myös hyvän istuma-asennon löytymistä.



Tekniset tiedot

	61 cm	71 cm
Maksimikäyttäjäpaino	325 kg	325 kg
Istuinleveys	610 mm	710 mm
Säädettävä istuinsyvyys	400 - 520 mm	400 - 520 mm
Säädettävä istuinkorkeus	440 - 590 mm	440 - 590 mm
Käsitukien väli	650 mm	750 mm
Kokonaisleveys	730 mm	830 mm
Kokonaiskorkeus	790 - 940 mm	790 - 940 mm
Hygienia-aukon koko	Ø240 mm, 350 mm pitkä	Ø240 mm, 350 mm pitkä
Paino	14 kg	15 kg



Materiaalit ja rakenne

- Runko: Pulverimaalattu kromimolybdeeniteräs / SAE41-30
- Istuin/selkä/käsituet: Polyuretaani

Puhdistus

- Puhdistus: Tuotteen runko ja istuin puhdistetaan vedellä ja tavallisella puhdistusaineella.
- Desinfiointi: Tuote voidaan desinfioida etanolilla 70-85 % tai kloorituotteella, jonka pitoisuus min. 1000 ppm ja max. 10000 ppm.



- Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi