



XXL-rollaattori KING 325 kg – kävelyteline suurenmoisille ihmisille

.....

XXLRehab KING on yksi markkinoiden vahvimmista rollaattoreista, jonka painokapasiteetti on nyt entistäkin suurempi 325 kg. Se on toimiva, ja siinä on kevyt ja huomaamaton muotoilu. Se sopii oviaukkojen läpi ja taittuu helposti kasaan autokuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

KING kävelytelineeseen kuuluu suuri istuin, erittäin vahvat putket ja 8 tuuman massiiviset renkaat, jotka tarjoavat lisäturvallisuutta, vakautta ja mukavuutta.

KINGin mukana tulee kori, turvakaari ja "höyhänen kevyet" käsijarrut. Istuinkorkeus 50 cm, säädettävä käsitukien korkeus 77-99 cm, käsitukien väli 61 cm.

Tukeva ja turvallinen

XXLRehab **KING**issä on suuri tukipinta: kun käyttäjä istuu voimakkaasti alas, takakaari estää painopisteen siirtymisen liian kauas tukipinnan ulkopuolelle. Tämä vähentää myös onnettomuusriskiä merkittävästi.

“Höyhenen kevyet jarrut”

Bariatristen käyttäjien kävelytelineiden kriittinen kohta ovat jarrut. Supportissa on “höyhenen kevyet” käsijarrut, jotka takaavat paremman hallinnan ja takaavat, että kävelijän on helppo liikuttaa kävelytelinettä, pitää tasapainonsa ja tukeutua painollaan telineeseen. Tuotteen mukana tulee etukori ja käsikahvat, jotka on varustettu heijastimilla.

King kävelytelineen etuja

- Erittäin vahva ja vakaa
- Kevyt käyttää
- Helppo taittaa kasaan ja liikutella
- “Höyhenen kevyet” käsijarrut
- Sopii oviaukoista ja autoihin
- Uusi muotoilu, jossa on rauta-haarukat ja leveät renkaat, jotka rullaavat pehmeämmin ja mahdollistavat turvallisen käytön.



Saatavana myös kyynärvarsiuullinen malli Rollator Support 200 kg

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys



710 mm

Istuinleveys



508 mm

Korkeus



775-990 mm
(25 mm välein)

Istuinkorkeus



500 mm

Valmistaja:

XXLRehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup,
Denmark
Phone: +45 7025 2522
Fax: +45 7025 2544
E-mail: info@xxl-rehab.com
www.xxl-rehab.com

Käsitukien väli



610 mm

Rengaskoko



200 mm

Paino



15,7 kg

Max.käyttäjäpaino



325 kg

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility
Finland 2017