



XXL Rollator Support 200 kg – kyynärvarsituellinen kävelyteline suurenmoisille ihmisille

.....

XXLRehab **Rollator Support** on yksi markkinoiden vahvimista kyynärvarsituellisista kävelytelineistä, jonka painokapasiteetti on 200 kg. Se on toimiva, ja siinä on kevyt ja huomaamaton muotoilu. Se sopii oviaukkojen läpi ja taittuu helposti kasaan autokuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

Support kävelytelineen kyynärvarsituet ja pystyt käsikahvat auttavat kävelemään pystymässä asennossa ja vähentävät rasitusta ranteissa.

Support kävelytelineeseen kuuluu suuri istuin, erittäin vahvat putket ja 8 tuuman massiiviset renkaat, jotka tarjoavat lisäturvallisuutta, vakautta ja mukavuutta.

Supportin mukana tulee kori, turvakaari ja "höyhänen kevyet" käsijarrut. Istuinkorkeus 50 cm, säädettävä käsitukien korkeus 100-130 cm, käsitukien väli 61 cm.

Tukeva ja turvallinen

XXLRehab **Supportin** kyynärvarsituet ovat suunniteltu erityisesti bariatrisille, painavimmille käyttäjille. Kyynärvarsituet ja pystyt käsikahvat auttavat kävelemään suuremmissa ja vähentävät rasitusta ranteissa.

Kävelytelineessä on suuri tukipinta: kun käyttäjä istuu voimakkaasti alas, takakaari estää pai-

nopisteen siirtymisen liian kauas tukipinnan ulkopuolelle. Tämä vähentää myös onnettomuusriskiä merkittävästi.

“Höyhenen kevyet jarrut”

Bariatristen käyttäjien kävelytelineiden kriittinen kohta ovat jarrut. Supportissa on “höyhenen kevyet” käsijarrut, jotka takaavat paremman hallinnan ja takaavat, että kävelijän on helppo liikuttaa kävelytelinettä, pitää tasapainonsa ja tukeutua painollaan telineeseen. Tuotteen mukana tulee etukori ja käsikahvat, jotka on varustettu heijastimilla.

Support kävelytelineen etuja

- Erittäin vahva ja vakaa
- Kevyt käyttää
- Kyynärvarsituet mahdollistavat suuremman kävelyn
- Pystyt käsikahvat eivät rasita ranteita
- Helppo taittaa kasaan ja liikutella
- “Höyhenen kevyet” käsijarrut
- Sopii oviaukoista ja autoihin
- Uusi muotoilu, jossa on rautahaarukat ja leveät renkaat, jotka rullaavat pehmeämmin ja mahdollistavat turvallisen käytön.



Support on KING 325 kg kävelytelineen kyynärvarsituellinen malli

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys



710 mm

Istuinleveys



508 mm

Korkeus



1000-1 300 mm
(25 mm välein)

Istuinkorkeus



500 mm

Käsitukien väli



610 mm

Rengaskoko



200 mm

Paino



17 kg

Max.käyttäjäpaino



200 kg

Valmistaja:
XXLRehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup,
Denmark
Phone: +45 7025 2522
Fax: +45 7025 2544
E-mail: info@xxl-rehab.com
www.xxl-rehab.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility
Finland 2017