

Action® Ampla™



Invacare Action® Ampla™ 300 kg

Action® Ampla™ on suunniteltu ja kehitetty erityisesti Plus-kokoisille käyttäjille ottaen huomioon kehonmuodot, vaihtelevat aktiivisuustasot ja painorajoitukset. Ampla on tyylikäs ja minimalistinen pyörätuoli nykyaikaisella ulko-näöllä, joka tarjoaa itsenäisyyttä ja tukea mukavaan ja aktiiviseen elämäntyyliin.

XXL-pyörätuolien uusi suunnannäyttävä

Action® Ampla™:n uudenlaiset siirtopyörät helpottavat tuolin kokoontaittoa ja siirtämistä. Uudenlaiset tukikahvat käsitukien sijasta, ja kauniisti sivusuojiin integroidut jarrut, helpottavat siirtymisiä. Uusi ergonominen selkäosa on suunniteltu erityisesti Plus-kokoisille. Sen suojaava, elastinen ja hengittävä selkäosan päälliskangas peittää koko pakara-alueen.

CAMP
MOBILITY®



7

SISÄÄNRAKENNETUT SIIRTOPYÖRÄT

Sisäänrakennetut siirtopyörät on suunniteltu fiksusti siirtämään paino pois pyörätuolista, mikä mahdollistaa siirtämisen helposti oviaukoista ja ahtaista paikoista.

1. Taita selkäosa alas
 2. Nosta jalkatuista tuoli ylös
 3. Käännä pyörätuoli siirtopyörien varaan.
- Tässä asennossa tuolia on helppo liikutella

1.



2.



3.



USEITA KELAUS- PYÖRÄN ASENTOJA

5

Erittäin helposti kelattava
Käyttäjät voivat liikkua pidemmälle
vähemmän energiaa käyttäen



reddot design award
winner 2019





2

ERGONOMINEN SELKÄOSA

Helppo ulottua kelausvanteisiin
Esteetön
Enemmän liikkumavapautta
Ylivertainen suorituskyky ja ohjattavuus



3

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT TUKIKAHVAT

Tukee tuoliin ja siitä pois siirryttäessä
Voidaan kääntää sisään- ja ulospäin
Voidaan laskea alemmaksi, jotta päästään lähemmäksi pöydän ääreen



4

TEHOSTEVÄRIT

Kolme tyylikästä värivaihtoehtoa

DESIGN AWARDS VOITTAJA

Action® Ampla™ on voittanut jo tuotesuunnittelun Red Dot Design Awardin. Tämä kilpailu on yksi maailman suurimmista tuotekilpailuista, sekä myös yksi arvostetuimmista suunnittelupalkinnoista. Action® Ampla™ on voittanut myös Italian Platinum A'Design Awardin ja Gold German Design Awardin.


CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuuksia

INNOVATIIVINEN SELKÄOSA

Action@ Ampla™ :n suunnittelu mahdollistaa täydellisen istuvuuden XXL -kokoisille käyttäjille, joilla yleensä on "omenan" tai "päärynän" muotoinen keskivartalo.

Action@ Ampla™:n innovatiivinen selkäosa on suunniteltu mukautumaan molempiin kehon muotoihin, mutta tarjoaa silti tukea ja mukavuutta.



Tekniset tiedot



Istuinleveys ▼



Istuinsyvyys ▼




Istuinkulma ▼



Istuinkorkeus ▼



Selkäosan kulma ▼



Selkäosan korkeus ▼

Action Ampla

505 / 555 /
605 / 655 /
705 / 755 mm

460 / 510 mm

1°

380 - 455 mm
25 mm välein

0°

450 - 525 mm



Eturungon kulma ▼



Jalkatukien pituus ▼



Ajoyksikön leveys ▼



Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼



Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼



Kokonaiskorkeus ▼

Action Ampla

90 - 100°

365 - 525 mm
25 mm välein

Istuinleveys
+2 05 mm

1065 - 1145 mm

855 - 920 mm

825 - 900 mm



Max. kallistus ▼



Kääntösäde ▼



Max. käyttäjäpaino ▼



Kokonaispaino alk. ▼



Kuljetuspaino alk. ▼

Action Ampla

7°

1420 - 1660 mm

300 kg

27 kg1

9.5 kg

Runko- ja tehostevärit



Tech white



Tech grey



Blue Pulse



Pink Pulse



Green Pulse

HUOM: värit voivat hieman erota esitteen väreistä



Valmistaja:

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2020