



COBI REHAB®
The Positioning Company

Eclipse

270/450 kg



Cobi Rehab Eclipse ja Eclipse Tilt 270 kg/450 kg **Kiinteärunkoinen XXL-pyörätuoli kallistettavalla selkäosalla tai ilman**

Cobi Rehab Eclipse:n rakenne- ja säätömahdollisuudet tekevät siitä parhaan ratkaisun todella XXL-kokoisille pyörätuolin käyttäjille. Teräsrunko antaa Eclipse-pyörätuolille suuremman lujuuden ja jäykkyyden, joten se tekee siitä myös pitkäikäisen. Runko on suunniteltu siten, että suurin osa käyttäjäpainosta on kelauspyörien päällä. Kelauspyörät on valmistettu erityisesti Eclipse-pyörätuolille;

Ne ovat erityisen kovaa ja vankkaa tekoa, mikä tekee työntövoimasta ja ohjauksesta uskomattoman helppoa hyvin vähällä energialla. 10 eri istuinleveyttä jopa 112 cm asti.

Tuoli voidaan vahvistaa 450 kg kapasiteettiin asti. Saatavana 3 eri tyyppistä istuintyyppiä. Levyjarrut lisävarusteena.

CAMP®
MOBILITY

Ominaisuudet



Eclipse:n istuin on hyvin vankka - erilaiset lääketieteelliset tilanteet vaativat tukevan istuinosan (murtumat, hemiplegia, lateraaliset muutokset jne.), mutta myös muulloin, istuinosana tarjoaa XXL-käyttäjälle tukevan istuma-asennon ja helpottaa aktiivista liikkumista.

Eclipse pyörätuolissa on **säädettävä istuinsyvyys, istuin-korkeus, jalkatukien kulma ja selkäosan kulma.**

Kaikki tämä helpottaa tuolin säätämistä jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Säätömahdollisuudet antavat käyttäjälle mahdollisuuden pysyä aktiivisena tuoliin siirtymässä, tuolilla kelatessa ja ehkä jopa kävellä tuolia apuna käyttäen.

Selkäosa on rakennettu niin, että myös ne käyttäjät, joilla on ulkoneva takapuoli, saavat hyvän tuen lanneran-

galle - ongelma, johon harvoin kiinnitetään huomiota.

Etupyörät on sijoitettu istuimen eteen siten, että tuoli ei pääse kallistumaan eteenpäin - erittäin tärkeä ominaisuus, kun otetaan huomioon, että useimmilla bariatrisilla käyttäjillä on paljon painoa vatsapuolella.

Kaatumiseste edessä mahdollistaa käyttäjän siirtymisen pyörätuoliin ja siitä pois ilman kaatumisriskiä.

Erilliset jalkalaudat



Vaakatasoon säätävät jalkatuet lisävarusteena



Kaatumisesteet



Pitkä jarrukahva



Levyjarrut lisävarusteena

Anatomisesti muotoiltu XXL- istuintyyppi lisävarusteena

Säädettävä istuinsyvyys, istuin-korkeus, jalkatukien ja selkäosan kulma. Päätuki lisävarusteena.


Happipulloteline lisävarusteena.

Tekniset tiedot



CE-marking
Medical devices
93/42/EEC
Medical Device
Regulation (MDR)
2017/745/EU

Danish Assist Data:
<https://hmi-basen.dk/en/>

Istuinleveydet	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosankorkeus	Kokonaiskorkeus
50/55/61/66/72/76 82/92/102/112 cm	41-56 cm	36-51 cm	65-75 cm	101-126 cm
Kokonaisleveys	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Max.käyttäjäpaino	Paino	
Ist.leiv. + 18 cm	87 cm	270 /450 kg	30 kg	

Valmistaja:
Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup,
Denmark
Phone:+45 7025 2522
Fax:+45 7025 2544
E-mail:info@xxl-rehab.com
www.xxl-rehab.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility
Finland 2021