



XXL -pyörätuoli Minimaxx 325 kg – kokoontaitettava tuoli suuremmoisille ihmisille

XXLRehab **Minimaxx** taittuu helposti kasaan ja on helppo kuljettaa mukana. Ristikkorunko on erittäin helppo avata ja antaa samalla tukea istuimelle. Ristikko tekee tuolin jäykäksi myös tuolin ollessa auki, joten tuoli onkin paljon vakaampi kuin normaalit kokoontaitettavat tuolit yleensä.

Matala istuinkorkeus helpottaa istuimen pääsyä ja kelaamista.

Sivullekääntyvät jalkatuet on suunniteltu kestämaan kumpikin yli 100 kg kuormituksen. Jalkatuet ovat sivu- ja leveyssäädettäviä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjällä voi olla jalat kohdakkain ja leveätkin jalat mahtuvat käyttämään tuolia.

Pitkät käsituot helpottavat käyttäjän pääsyä tuoliin ja tuolista pois.

Saatavana myös perhoskäsinojilla.

Perhoskäsinojat lisäävät istuimen leveyttä 10 cm.

Ominaisuudet



Minimaxxissa on käytetty erittäin kevyttä huippu- MTB- ja maantiepyörästä tuttua putkitekniikkaa. Minimaxx painaa vain noin 9% sen kantokapasiteetista ja silti tarjoaa tasaisen ajon jäykän taittojärjestelmän ja kevyiden putkien ansiosta.

Minimaxx kulkee kevyesti takajapöytärien sijainnin ansiosta. Se on suunniteltu niin, että

takapyörät kantavat suurimman osan käyttäjän painosta, mikä helpottaa käyttäjää. Tukipyörät ovat edessä kuten tavallisissakin tuoleissa, ja ne estävät tehokkaasti tuolin kaatumisen.

Avustajan työntökahvat on suunniteltu siten, että avustaja voi helposti käyttää kehoa kääntämään ja työntämään

tuolia. Pehmustetut kahvat rasittavat mahdollisimman vähän ranteita ja hartioita.

Minimaxxiin saa levyjarrut lisävarusteena. Levyjarruun on lisätty seisontajarru. Tuolissa on myös parkkeerausjarru.

Minimaxxin edut:

- Kokoontaittuva, vahva runko
- Super helppo työntää
- Kuormitus jopa 325 kg
- Saatavana erilaisia käsitukia

Lisävarusteet



Levyjarrut (lisävaruste)



Pöytälevy (lisävaruste)



Tippa- ja happipulloteline (lisävaruste)



Saatavana Sport- tai butterfly-käsi-
tuilla ja sivullekääntyvillä jalkatuilla



Käsi-
jarru avustajalle (lisävaruste)



Reisi- / amputaatiotuki (lisävaruste)

Tekniset tiedot



Istuinleveys
56 / 61 / 66 / 71 cm



Istuinsyvyys
46 cm



Istuinkorkeus
43 cm



Selkäosankorkeus
51 cm



Kokonaiskorkeus
103 cm



Kokonaisleveys
Ist.lev. + 22 cm
Taitettuna 35 cm



Kokonaispituus
ilman jalkatukia
70 cm



Max. käyttäjäpaino
325 kg



Paino
27 kg



Valmistaja:
XXL-Rehab
Fuglebakvej 1D
DK-2770 Kastrup,
Denmark
Phone: +45 7025 2522
Fax: +45 7025 2544
E-mail: info@xxl-rehab.com
www.xxl-rehab.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility
Finland 2017