

# WC-tukikaidepari EasyUP

EasyUP StandUP-tukikaiteet on suunniteltu lisäämään turvallisuutta ja helpottamaan wc:n käyttöä niin kotona kuin hoivaympäristöissä. Ne tarjoavat tukea liikuntarajoitteisille ja vähentävät avustajien fyysistä rasitusta.

Keskeiset ominaisuudet:

- ✓ Helppo asennus ja säädettävyys - Tukikaiteet voidaan asentaa useimpiin wc-istuimiin ja niiden korkeus on säädettävissä kolmeen asentoon (25 cm, 29 cm, 32,5 cm istuimesta).
- ✓ Kompakti ja taittuva rakenne - Käsituet taittavat ylös, kun niitä ei käytetä, ja voidaan lukita käytön aikana. Tämä säästää tilaa ja lisää käyttömukavuutta.
- ✓ Kestävä ja turvallinen - Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, testattu ISO 17966 -standardin mukaisesti ja suunniteltu kestäämään jopa 150 kg kuormituksen.

Tekniset tiedot

Materiaali: Ruostumaton teräs

Mitat: 60 × 30 × 50 cm

Paino: 4,5 kg

Säädettävä korkeus: 25 / 29 / 32,5 cm

Maksimikuormitus: 150 kg

Yhteensopivuus: Sopii wc-istuimiin, joiden leveys max. 39 cm ja kiinnitysväli 120–200 mm

Saatavilla 2 versiota: Pelkkä tukikaidepari sekä tukikaidepari istuinrenkaalla ja kannella.

Jos pelkkä tukikaidepari niin ota huomioon tämä:

EasyUP tukikaidepari ei sisällä asennustarvikkeita. Asennus vaatii WC istuinrenkaan, jossa on "läpipultti" kiinnitys. Oma WC istuinrenkas irrotetaan ja EasyUP tukikaidepari asennetaan WC istuimen ja WC istuinrenkaan väliin WC istuinrenkaan asennustarvikkeilla.

Jos WC istuimessa on "tappikiinnitteinen" WC istuinrenkas niin se tulee uusia "läpipultti" kiinniteiseen WC istuinrenkaaseen. Soveltuvia malleja ovat esim. Pressalit Basis ja Pressalit Basis Norden

EasyUP tukikaidepari on myös yhteensopiva Invacare Aquatec 90000 WC korottajien kanssa. Näitä on saatavilla 3 eri korkeutta: 2cm, 6cm ja 10cm.



Tuotenro.	Malli
-----------	-------

805170030	EASYUP WC TUKIKAIDEPARI
-----------	-------------------------

805170032	EASYUP WC TUKIKAIDE + RENGAS JA KANSI
-----------	---------------------------------------