

Sähköpyörätuoli Boa 2 keskivetoinen

Kompakti, tehokas ja mukautuva – BOA 2 on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen liikkumisen tarpeisiin.

Tämä Roltecin keskivetoinen sähköpyörätuoli yhdistää huippuluokan ajomukavuuden, tyylikkään muotoilun ja monipuoliset säätömahdollisuudet. BOA 2:n kokonaisleveys on vain 59 cm, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan sisätiloihin ja ahtaisiin paikkoihin, kuten kaappoihin, ravintoloihin ja jopa ajoneuvoihin.



Keskeiset ominaisuudet:

- Matala istuinkorkeus (36 cm + tyyny) - helpottaa pöytien alle pääsyä ja liikkumista ahtaissa tiloissa.
- Sähköinen nosto- ja kallistusjärjestelmä: Nostaa istuinkorkeutta jopa 30 cm ja kallistaa 0–50° – mahdollistaa kommunikoinnin silmien tasolla ja ergonomiset lepoasennot.
- Mukautuva selkänoja - Sähköinen selkäosan säätö lisää käyttömukavuutta ja tarjoaa lähes rajattomat istuma-asennot.

CE-merkitty lääkinällinen laite

Valmistaja: ROLTEC el-kørestole A/S

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Roltec el-kørestole A/S
Denmark