

Sähköpyörätuoli Viper etuvetoinen

ROLTEC Viper on etuvetoinen sähköpyörätuoli, joka tarjoaa erinomaisen hallittavuuden ja ajomukavuuden niin sisä- kuin ulkokäytössä. Kompakti muotoilu ja etuvetoisuus tekevät tuolista ketterän myös ahtaissa tiloissa, kun taas tehokkaat moottorit ja jousitus takaavat varman pidon ja pehmeän ajon haastavissakin olosuhteissa.

Keskeiset ominaisuudet:

- Kaksi 400 W moottoria – huippunopeus jopa 14 km/h.
- Sähköinen nosto- ja kallistusjärjestelmä - Istuinkorkeus säädettävissä 37–73 cm. Kallistus: 7° eteen, 40° taakse, selkänoja jopa 50° taakse.
- Pitkä toimintasäde – jopa 40 km yhdellä latauksella.
- Takapyörien jousitus – pehmeä ja mukava ajo.
- Penny & Giles R-NET ohjausjärjestelmä – helppokäyttöinen ja monipuolinen.

CE-merkitty lääkinällinen laite

Valmistaja: ROLTEC el-kørestole A/S

