


Lisävarustejärjestelmä ADA Lap

ADA Lap -pyörätuolitarjotin ja lisävarustejärjestelmä on suunniteltu auttamaan pyörätuolin käyttäjiä arkisissa tehtävissä ja mahdollistamaan aktiivisemmän elämän. ADA Lap tarjoaa käyttömukavuutta, helppokäyttöisyyttä ja monia erilaisia liitettäviä osia - kuten työskentelytason, ostoskorin tai sateenvarjon.

ADA Lap liukuu suoraan pyörätuolin istuintyynyn alle. Kevyt perusosa on erittäin kestävä ja vaivaton asentaa. Se pysyy paikallaan käyttäjän painon avulla, mutta laipan esiporatut reiät mahdollistavat myös pysyvän kiinnityksen.

Korkeuden säätö tapahtuu pikalukitusosalvalla, ja pystytanko on helppo irrottaa siirtymistä varten. Perusosan voi kääntää pystysuunnassa, mikä tarjoaa enemmän jalkatilaa matalammalla asetuksella. ADA Lap voidaan säätää sopimaan useimmille käyttäjille ja sen voi kiinnittää pyörätuolin eteen tai sivulle.

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Symmetric Designs Ltd.
Canada



Tuotenro.	Malli
805500019	PERUSOSA ADA LAP
805500020	PÖYTÄ ADA LAP SNAP LAP DESK
805500105	ADAPTERI ADA LAP ANGLE ADAPTER
805500106	RUOKAILUTARJOTIN ADA LAP
805500107	KIRJOITUSALUSTA ADA LAP LEXAN TRAY
805500108	JATKOVARSI 12" ADA LAP
805500109	JATKOVARSI 18" ADA LAP
805500110	KAMERAKIINNIKE ADA LAP
805500111	SATEENVARJO ADA LAP
805500112	OSTOSKORI ADA LAP SHOPPER