

# Painehaavapatja Ruby Auto

Alerta Ruby Auto – täysin automaattinen, painon mukaan säätävä vaihtuvapaineinen painehaavapatjajärjestelmä, jossa on päällekkäin asetellut ilmakennot, staattinen pohjaosa ja 20 cm korkeus. Se on suunniteltu tehokkaaseen painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon käyttäjille, joilla on sairaala-, hoiva- ja hoitokotiympäristöissä erittäin suuri riski painehaavan kehittymiseen.

Alerta Ruby Auto hyödyntää huipputasoinen SensaCare TruFlo Technology<sup>®</sup> -teknologiaa – jatkuvaa automaattista painetunnistusta ilmasensorin ja mikroprosessorisäätimen avulla, mikä tarjoaa erittäin matalan käyttöpaineen ja edistää tasapainoista ympäristöä luonnollisille unirytmille sekä vakaata verenkiertoa Ultra-Silent<sup>™</sup>-pumpun hiljaisella käyntiäänellä.

Patjan mitat: 200 x 90 x 20 cm  
Max. kuormitus: 200 kg

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Alerta Medical Ltd. UK



Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys	Paksuus
805580015	PATJA ALERTA RUBY AUTO	200 cm	90 cm	20 cm