

Sähköinen ajolaite ECO Travel

Kompakti Rehasense ECO Travel on ratkaisu tien päälle. Sähköinen ajokeula muuttaa manuaalipyörätuolin vaivattomasti tehokkaaksi, helposti ohjattavaksi kumppaniksi, joka on täydellinen sekä lyhyille että pitkille matkoille. Keveytensä, asennusjärjestelmänsä ja kompaktin kokonsa ansiosta sen voi ottaa mukaan myös lentomatoille. Modulaarinen asennusjärjestelmä ei vaadi esiasennettuja kiinnikkeitä, mikä mahdollistaa vaivattoman ja nopean asennuksen.

Mukana tulee kätevä matkalaukku, jossa ajokeulan voi kuljettaa esimerkiksi matkustamisen aikana (kuva 7).

Voidaan käyttää kiinteiden ja kokoontaittuvien manuaali-pyörätuolien kanssa - myös mallien kanssa, joissa on irrotettava jalkatuet. Sopii eturungon leveyksiin 22-48 cm. Väri vaihtoehtoina matta-musta, vihreä, sininen, oranssi ja punainen (kuva 6).

Max. käyttäjäpaino 110 kg.

