

# Painehaavapatja Domus Auto, 80X200X20, 900 e (alv 0 %) / 1129,50 e (alv 25,5 %)



Vaihtuvapaineinen ilmatäytteinen painehaavapatja ilmapumpulla keskikorkean ja korkean painehaavariskin potilaille. Automaattinen säätö, helppo käyttöönotto ja hienosäätö. 5 käyttömoodia: Kovetus, vaihtuva paine, jatkuva matala paine (CLP), vaihtuva paine istuma-asennossa ja matala paine (CLP) istuma-asennossa.

Cell-on-Cell rakenne estää pohjan tyhjentymisen.

Visuaalinen- ja äänihälytys lisää potilaiden turvallisuutta.

Koot 80/90 x 200 x 20 cm. 20 solua + pumppu.

Kosteutta läpäisemätön, palosuojattu, Nylon/PU-päällinen, jossa kauttaaltaan jokaiselta neljältä sivulta avautuva vetoketju.

Max. käyttäjäpaino 250 kg.

805440014 PATJA DOMUS AUTO 80X200X20 CM SIS. PUMPUN. Hintaa 900e (alv 0 %) / 1129,50 e (alv 25,5 %)

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Apex Medical Corp. Taiwan