

Kotihoitosänky Adiflex XXL 100x200, alumiinisäleikkö, 1400 e (alv 0 %) / 1757 e (alv 25,5 %)



Bock Adiflex 220 on bariatrinen kotihoitosänky, joka yhdistää erittäin tukevan rakenteen, laajan korkeudensäätöalueen ja turvalliset ominaisuudet. Se soveltuu max. 220 kg painaville käyttäjille sekä hoitoympäristöihin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja mukautuvuutta.

HUOM! Kuvasta poiketen outlet-tuotteessa on puusäleikön sijaan alumiinisäleikkö.

Keskeiset ominaisuudet:

- ✓ Erittäin laaja korkeudensäätö: 23–83 cm – matalin asento vain 23 cm vähentää loukkaantumisen riskiä mahdollisen putoamisen yhteydessä
- ✓ Säädetty makuualusta: Kaikki eri makuualustan eri asennot ovat säädettävissä sähköisesti
- ✓ Alumiinisäleikkö

Tekniset tiedot:

Makuualustan mitat: 120 x 200 cm (pidennettävissä 220cm)

Ulkomitat: 133 x 217 cm

Max. käyttäjäpaino: 220 kg

SWL (Safe Working Load): 255 kg

805040091 KOTIHOITOSÄNKY ADIFLEX 100X200 SONOMA OAK,
ALUMIINISÄLEIKKÖ .

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Hermann Bock GmbH
Germany