

Pesutaso hydraulinen, 90 astetta kallistettava

Korkeussäädettävä pesutaso on suunniteltu koti- ja laitoshoidon perushygieniaan. Hydraulinen korkeudensäätö vähentää hoitajan kuormitusta ja parantaa käyttömukavuutta. Suunta- ja keskuslukittavat pyörät mahdollistavat helpon ja turvallisen liikuteltavuuden. Alas laskettavat sivulaidat sekä kulmien törmäyssuojapyörät tekevät käytöstä sujuvaa ja turvallista.

Patja muodostaa pesualtaan, ja keskellä oleva uritus ohjaa veden jalkopäähän tyhjennystä varten. Pesutaso voidaan kallistaa 90° sivulle, mikä helpottaa patjan puhdistamista, desinfiointia ja kuivaamista käytön jälkeen. Vakiona niskatyyny lisää käyttömukavuutta.

CE-merkitty lääkinällinen laite
Valmistaja: TIMO d.o.o.



Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys
805630010	PESUTASO HYDRAULINEN KORK.SÄÄTÖ	190 cm	66 cm