

Pesutaso hydraulinen, säädettävä selkäosa

Kaksiosainen pesutaso mahdollistaa selkäosan säädön 0–30° kaasujousella. Pesutason korkeutta voidaan säätää hydraulisesti välillä 48-87 cm.

Vakaa runkorakenne sekä suunta- ja keskuslukittavat pyörät tukevat hallittua käyttöä ja siirtämistä hoitotilanteissa. Alas käännettävät sivulaidat helpottavat potilaan käsittelyä, ja kulmissa olevat törmäyssuojat suojaavat sekä laitetta että ympäristöä.

Patja on muotoiltu siten, että se kerää pesuveden ja ohjaa sen keskellä olevan urituksen kautta hallitusti tyhjennystä varten jalkopäähän. Mukana toimitettava 1,1 metrin poistoletku sekä vakiona oleva niskatyyny tukevat käytännöllistä ja mukavaa käyttöä.

CE-merkitty lääkinällinen laite

Valmistaja: TIMO d.o.o



Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys
805630011	PESUTASO HYDRAULINEN KORK.SÄÄTÖ, SELKÄOSAN SÄÄDÖLLÄ	191 cm	65 cm