

Lastenpatja Alova Junior

Alova™ Junior on yksiosainen viskoelastinen vaahtomuovipatja lasten hoivasänkyihin. Muotoonvaletun viskoelastisen pintakerroksen tiheys on $\geq 75 \text{ kg/m}^3$ ja kovuus 1,8 kPa. Patjan pohjakerros korkearesilientistä (HR) vaahtomuovia, jonka tiheys 28 kg/m^3 ja kovuus 3,6 kPa.

Viskoelastinen vaahto tarjoaa erinomaisen paineen jakautumisen; keho uppoaa tasaisesti vaahtoon, mikä lisää tukipinta-alaa ja vähentää painetta painehaavoille alttiilla alueilla.

Mukana irrotettava, pestävä päällinen.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset.

Valmistaja: Winncare France

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: WINNCARE France SAS



Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys	Korkeus
804840136	LASTENPATJA ALOVA JUNIOR	170 cm	82 cm	14 cm