

Pesutaso XL, sähköisesti korkeussäädettävä

Sähköisesti korkeussäädettävässä pesutasossa on myös selkäosan kulmansäätö kaasujousella 30° asteen kulmaan. Suunta- ja keskuskittavat pyörät, alaslaskettavat sivulaidat ja kulmien törmäyssuojat tekevät tästä pesutasosta erinomaisen niin koti- kuin laitoshoidossa tehtävään perushygienian hoitoon.



Pesutason korkeutta säädetään käsiohjaimella välillä 51-91 cm. Se on helppo tyhjentää käytön jälkeen lattiaan ulottuvalla poistoletkulla, ja patja on helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa.

CE-merkitty lääkinällinen laite.

Valmistaja: TIMO d.o.o

Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys
805630012	PESUTASO XL SÄHKÖINEN KORK.SÄÄTÖ	190 cm	80 cm