

Seisomateline Standy Electro Wing

Verkkovirralla toimiva Standy Electro Wing -seisomateline mahdollistaa seisoma-asentoon nousun suoraan pyörätuolista. Seisomatelineessä on säädettävät kantapidikkeet, polvituet ja pöytälevy. Seisomatelineeseen on mahdollista saada lisävarusteena lantio-, hartia- ja päätuet.

Mitta

Max.käyttäjänpaino 120 kg. Alustan mitat 75x103 cm.



Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
803810040	Standy Electro Wing	113 cm	80 cm	95-124 cm	62 kg