

Manuaalinen seisomapyörätuoli Ezer



EZER on täysin manuaalinen seisomapyörätuoli, joka mahdollistaa sekä seisomaan nousemisen että liikkumisen pystyasennossa. Patentoitu rakenne tukee turvallista ja sujuvaa siirtymistä istuma- ja seisoma-asennon välillä ilman sähköisiä moottoreita tai akkuja. Pyörätuoli on suunniteltu erityisesti henkilöille, joilla on paraplegia tai muita liikkumisen haasteita, ja se soveltuu niin päivittäiseen käyttöön, kuntoutukseen kuin työympäristöihin.

Keskeiset ominaisuudet:

- ✓ Täysin manuaalinen rakenne – Ei akkuja, moottoreita tai sähköisiä komponentteja.
- ✓ Liikkuminen seisoma-asennossa – Mahdollistaa aktiivisen liikkumisen myös pystyasennossa.
- ✓ Sujuva siirtyminen – Nopea ja vaivaton siirtyminen istuma- ja seisoma-asennon välillä.
- ✓ Patentoitu turvallisuusratkaisu – Etupyörien levenevä rakenne lisää vakautta seisomaan noustessa.
- ✓ Yksilöllisesti säädettävä – Mukautettavissa käyttäjän pituuden ja tarpeiden mukaan.

Tekniset tiedot:

Istuinleveys: 410 mm
Istuinsyvyys: 460 mm
Istuinkorkeus: 490 mm
Maksimikäyttäjäpaino: 120 kg

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: J58 Holding B.V.