

Kävelyteline Carl-Oskar

Isopyöräinen rollaattori Carl-Oscar on saatavana neljänä eri leveytenä, ja siinä on erityisen suuret 300 mm:n pyörät, jotka lisäävät vakautta ja käyttömukavuutta.

Sen ainutlaatuinen joustava runkorakenne tekee siitä ihanteellisen valinnan epätasaisiin ympäristöihin, sillä se pysyy vakaana lähes kaikilla alustoilla, myös karheilla ja epätasaisilla pinnoilla. Carl-Oskar on saatavana myös vahvistettuna mallina (max. käyttäjäpaino 275 kg) tai ilmakumipyörillä varustettuna versiona.

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Human Care HC AB



Tuotenro.	Malli	Leveys	Käyttäjän paino
805650060	KÄVELYTELINE CARL-OSKAR	62 cm	150 kg
805650061	KÄVELYTELINE CARL-OSKAR, ILMAKUMIRENKAAT	62 cm	150 kg