

Dress Toileting hygienialiinat

Perushygienialiinoja on saatavana kaksi mallia: päätuella (high) tai ilman (low). Molemmissa malleissa on kiinnitysvyö, joka lisää vartalon tuentaa ja varmistaa turvallisen asennon. Matala hygienialiina soveltuu käyttäjille, jotka pystyvät hieman hallitsemaan myös omaa vartaloaan. Päätuellista mallia voidaan käyttää potilailla, joilla päinhallinta on heikentynyt. Hygienialiinoja käytetään istuma-asennosta siirtymisissä ja ne ovat helppo pukea päälle. Myös käyttäjän vaatteet on helppo pukea ja riisua WC-käynnin aikana. Materiaali: Polyester.



Mitta

Mitta1 = A Mitta 2 = B Mitta 3 = C

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Invacare Portugal, Lda.

Tuotenro.	Malli	Koko	Materiaali	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
802860068	Hygienialiina, matala	XS	Polyester	-	-	-
820000304	Hygienialiina, matala	S	Polyester	430 mm	870 mm	200 mm
820000305	Hygienialiina, matala	M	Polyester	490 mm	950 mm	230 mm
820000306	Hygienialiina, matala	L	Polyester	600 mm	1020 mm	230 mm
820000307	Hygienialiina, matala	XL	Polyester	760 mm	1100 mm	270 mm
802860069	Hygienialiina, korkea	XS	Polyester	-	-	-
820000308	Hygienialiina, korkea	S	Polyester	430 mm	870 mm	400 mm
820000309	Hygienialiina, korkea	M	Polyester	490 mm	950 mm	470 mm
820000310	Hygienialiina, korkea	L	Polyester	600 mm	1020 mm	470 mm
820000311	Hygienialiina, korkea	XL	Polyester	760 mm	1100 mm	470 mm