

Pyörätuoli Start 4 M2S versio 11, ristikkorunkoinen



Start4 M2S, versio 11 on lyhytaikaiseen loppukäyttäjän kuljettamiseen tarkoitettu ristikkorunkoinen pyörätuoli, joka mahdollistaa loppukäyttäjän turvallisen istumisen ja kuljettamisen.

Tämä pyörätuoli tarjoaa monipuoliset säätömahdollisuudet ja käyttömukavuutta niin käyttäjälle kuin avustajallekin. Istuinsyvyys on säädettävissä kolmeen eri asentoon (40,5 / 43 / 45,5 cm), ja selkäosan korkeutta voidaan säätää välillä 40-47,5 cm. Tarraselkäosa EcoErgo viidellä tarralla lisää käyttömukavuutta ja tukee hyvää istuma-asentoa.

Pyörätuolissa on 24" x 1 3/8" PU-kuljetuspyörät, joiden korkeutta voidaan säätää. 8" PU-tukipyörät sekä tukipyörän haarukan kulmasäätö mahdollistavat pyörätuolin hienosäädön erilaisiin käyttötilanteisiin.

Käsinojan korkeutta voidaan säätää 1,5 tai 3 cm. Vakiovarusteisiin kuuluvat antibakteeriset työntökahvat, työntämällä kiinni toimivat jarrut, kaksi kaatumamestettä sekä lantiovyö.

Pyörätuolin enimmäiskuormitus on 130 kg, ja sen runko on tyylikkään hopeanharmaa. Monipuolisten säätöominaisuuksiensa ansiosta pyörätuoli voidaan mukauttaa käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.

CE-merkitty lääkinällinen laite. Valmistaja: Otto Bock Mobility Solutions GmbH

Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys	Käyttäjän paino
805670300	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 11	40-45 cm	38 cm	130 kg
805670301	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 11	40-45 cm	40,5 cm	130 kg
805670302	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 11	40-45 cm	43 cm	130 kg
805670303	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 11	40-45 cm	45,5 cm	130 kg
805670304	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 11	40-45 cm	48 cm	130 kg
805670305	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 11	40-45 cm	50,5 cm	130 kg