

Pyörätuoli Start 4 M2S versio 9, ristikkorunkoinen



Start M2S versio 9 on monipuolisesti säädettävä pyörätuoli, joka mukautuu käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Laajat säätömahdollisuudet, ergonominen Eco-Ergo-selkäosa ja säädettävä pyörägeometria mahdollistavat pyörätuolin hienosäädön käyttömukavuuden ja ajo-ominaisuuksien optimoimiseksi.

Keskeiset ominaisuudet:

- ✓ Säädettävä istuinsyvyys – Kolme säätövaihtoehtoa: 40,5 / 43 / 45,5 cm.
- ✓ Mukautettava pyörägeometria – Kelauspyörän asento säädettävissä kolmeen eri paikkaan vaakatasossa sekä korkeussäätö ajo-ominaisuuksien hienosäätöä varten.
- ✓ Ergonominen selkäosa – Eco-Ergo-tarraselkäosa viidellä tarralla sekä selkäosan korkeussäätö välillä 40–47,5 cm.
- ✓ Monipuoliset säätömahdollisuudet – Tukipyörän haarukan kulmasäätö, painonapilla säädettävät käsitet sekä korkeussäädettävät työntökahvat.
- ✓ Vakaa rakenne – Selkäosan poikkitanko (stabilointitanko) lisää rungon vakautta.
- ✓ Laadukkaat renkaat – 24" x 1 3/8" PU-kelauspyörät, 5,5" PU-tukipyörät sekä hopeanväriset anodisoidut alumiiniset kelausvanteet.

Tekniset tiedot:

- Istuinsyvyys: 40,5 / 43 / 45,5 cm
- Selkäosan korkeussäätö: 40–47,5 cm
- Kelauspyörät: 24" x 1 3/8" PU
- Tukipyörät: 5,5" PU (140 × 40 mm)
- Käsituen korkeussäätö: Painonapilla
- Korkeussäädettävät työntökahvat
- Selkäosan poikkitanko (stabilointitanko)
- Kaatumaesteet: 2 kpl
- Maksimikuormitus: 130 kg

CE-merkitty lääkinällinen laite. Valmistaja: Otto Bock Mobility Solutions GmbH

Tuotenro.	Malli	Pituus	Leveys
805670306	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 9	40-45 cm	38 cm
805670307	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 9	40-45 cm	40,5 cm
805670308	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 9	40-45 cm	43 cm
805670309	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 9	40-45 cm	45,5 cm
805670310	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 9	40-45 cm	48 cm
805670311	PYÖRÄTUOLI START M2S VERSIO 9	40-45 cm	50,5 cm