

Pyörätuoli Ventus kiinteärunkoinen

Ventus on kevyt ja ketterä kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli, joka tarjoaa monipuoliset säätömahdollisuudet yksilölliseen istuma-asentoon ja ajotuntumaan. Saksalaisen Ottobockin valmistamassa Ventuksessa yhdistyvät tyylikäs, viimeistelty ulkonäkö, käyttömukavuus ja helppo ohjattavuus.

Pyörätuolin istuinosan kangas on vaihdettavissa ja istuinkulmaa voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan. Painopisteen herkkyyttä ja tasapainoa voidaan säätää kuljetuspyörän paikkaa muuttamalla. Alumiiniset kelausvanteet, pistosuojatut korkeapainerenkaat sekä alumiiniset kurakaaret tukevat sujuvaa käyttöä erilaisissa arjen tilanteissa.

Ventuksessa on kiinteä ja korkeussäädettävä jalkalauta sekä korkeussäädettävät alumiiniset kelausvanteet. Tarrakiinnitteinen selkäosa on vaihdettavissa, ja tukipyörien pystyakselin kulmaa voidaan säätää. Saatavana laaja valikoima lisävarusteita, kuten S-jarru, kaatumaesteet, erilaisia kelausvanteita sekä taittavat tai korkeussäädettävät työntökahvat.

Tekniset tiedot:

Istuinleveys: 28–50 cm, 2 cm:n välein

Istuinsyvyys: 30–50 cm, 2 cm:n välein

Istuinkorkeus edestä: 42–54 cm, 1 cm:n välein

Istuinkorkeus takaa: 33–53 cm, 1 cm:n välein

Käyttäjän maksimipaino: 125 kg

CE-merkitty lääkinällinen laite. Valmistaja: Otto Bock Mobility Solutions GmbH



Tuotenro.	Malli
-----------	-------

805676900	PYÖRÄTUOLI VENTUS YKSILÖLLINEN
-----------	--------------------------------