

Pyörätuoli Compact 2.0 ristikkorunkoinen

Küschall® Compact 2.0 on uudistunut versio klassikkopyörätuolista, joka tunnetaan luotettavuudestaan, säädettävyydestään ja kevyestä rakenteestaan. Se sopii käyttäjille, jotka tarvitsevat joko aktiivisen tai erittäin konfiguroitavan pyörätuolin arjen eri tilanteisiin. Saatavilla kiinteällä tai swing away -eturungolla, yksilöllisesti sovitettuna.

Keskeiset ominaisuudet:

- ✓ Hydroforming-eturunko – Moderni, entistä vakaampi ja jopa 500 g kevyempi
- ✓ Uusi taittomekanismi – Yhden sormen lukitus ja helppo kokoontaitto
- ✓ Muotoiltu kavennettu runko – Lisää liikkumavapautta ja säästää tilaa
- ✓ Useita jalkatukivaihtoehtoja – Kiinteä tai swing away 70°/80°, myös yksiosainen anti-slip-jalkalauta
- ✓ CarboLife-kelausvanteet – Ergonominen pito ja parempi tuki ranteelle
- ✓ Keep on Track -tukipyörät – Ajosuunnan pysyvyys ja parempi vakaus
- ✓ Kokoontaittuva selkäosa – Mahdollistaa erittäin kompaktin kuljetuskoon

Tekniset tiedot:

- Istuinleveydet: 28–50 cm
- Istuinsyvyydet: 32–50 cm (2 cm välein)
- Kuljetuspaino: n. 8,3 kg
- Maksimikäyttäjäpaino: 130 kg
- Runkovärit: 5 vaihtoehtoa
- Tehostevärit: 6 väriä, 2 tyyliä

CE-merkitty lääkinällinen laite. Laillinen valmistaja: Invacare France Operations SAS



Tuotenro.	Malli	Käyttäjän paino
804991000	PYÖRÄTUOLI KUSCHALL COMPACT 2.0	130 kg